

MerrySock

strumppådragare

sanicare 
your daily life



MerrySock strumppådragare

är ett hjälpmedel för människor som har svårt att ta på sig sina strumpor själv. Passar för både vanliga strumpor och nylonstrumpor.

Strumppådragaren är tillverkad i polyetenplast. Den levereras med långa polyesterband och två klädnypor, som kan användas vid behov.

Strumppådragarens två klädnypor håller strumporna på plats och med hjälp av de långa banden drar man enkelt på sig strumpan. Produkten lämpar sig för personer som har nedsatt rörlighet eller problem med rygg, knä eller höftproblem.

Tillverkad i böjbar plast.



Varumärke	MerrySock strumppådragare
Benämning	MerryCare
Sanicare art nr	145163V
Antal produkter/förpackning	1 st
Mått	B 22 x L 25
Färg	Transparent med röda band
Material	Polyetenplast
Material band	Polyester
Rengöring	Regelbunden rengöring med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa
Rengöring mellan brukare	Desinfektionsmedel med <40% isopropylalkohol
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.
Garanti	1 år

Bruksanvisning och råd vid användning

- Se till att den blanka sidan av strumppådragaren är mot strumpan.
- Böj ihop produkten och dra strumpan upp över flänsarna. (Vid behov fäst med klädnypona).
- Sitt ordentligt på en stol med ryggstöd eller på sängen med ryggen bakom dig och stick in foten och dra försiktigt i banden mot dig.



Produkten skall endast användas för avsett ändamål. Produkten skall regelbundet kontrolleras och en defekt produkt skall kasseras. Gör regelbundna kontroller av dragbanden. Ett söndrigt dragband kan medföra risk vid användning.

Placeras ej i närheten av öppen eld eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

SWEDISH
Medtech



Sanicare Hjälpmedel AB
Box 260
311 23 Falkenberg



Art.nr.
145163V



sanicare
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se