

MerryArm

toalettarmstöd

78 cm

sanicare 
your daily life



MerryArm toalettarmstöd monteras vid toaletten och används av personer som inte kan resa eller sätta sig på toaletten. Armstödet är ett uppresningsstöd vid toalettbesök.



Stödet är tillverkat av reptåligt, vit epoxilackerad, plattovalt stålrör. MerryArm kan fällas upp mot väggen och monteras med hjälp av en väggplatta art.nr 720622 som är 20x10 cm.

Stödet fälls upp mot väggen med ett enkelt handgrepp. När stödet skall fällas ner, fatta tag i stödet och dra det nedåt!

Tillbehör och reservdelar till Merryarm toalettarmstöd finner ni i tabellen nedan.

Varumärke	MerryCare		
Benämning	MerryArm toalettarmstöd, 78 cm		
Sanicare art nr	720624		
Mått	L78 x H80 cm		
Max brukarvikt	100 kg		
Antal prod/förp	1 st		
Material	Epoxilackerad metall		
Tillbehör som ingår till MerryArm toalettarmstöd	Väggplatta 20x10 cm med art.nr 720622		
Tillbehör och reservdelar att köpa till	<p>Tillbehör:</p> <p><u>Väggplatta</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Väggplatta 10x10 cm art.nr 720623 Väggplatta 36x16 cm art.nr 720621 	<p>Tillbehör:</p> <p><u>Toalettappershållare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rostfri tandad art.nr 720625TA Kromad rak art.nr 720620A <p>Fäste till p-hållare (ingår vid köp av toapappershållare) art.nr 720626</p>	<p>Reservdelar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plastdel till golvben art.nr 720642/1 Plastdel till armstöd art.nr 720624/2
Rengöring	Regelbunden rengöring med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa		
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning		
Förvaring	Rumstemperatur		
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.		



Sanicare Hjälpmedel AB
Box 260
311 23 Falkenberg



Observera att det finns svängrum för att fälla ned armstödet – risk för skada annars. Testa alltid att den är stadigt förankrad i väggen. Kontrollera alltid att armstödet är nedfällt när det ska användas!

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Art.nr.
720624,
720622



sanicare
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se