

MerryBook

bokstöd

sanicare 
your daily life



MerryBook bokstöd

är tillverkat i trä. Manuellt inställbart i fem olika vinklar.
Underlättar om man har svårt att hålla i boken eller tidningen.

MerryBook rengörs med en fuktig trasa och torkas därefter ordentligt torr.



Varumärke	MerryCare
Benämning	MerryBook bokstöd
Sanicare art nr	145418
Antal produkter/förpackning	1 st
Vikt per produkt	1,3 kg
Mått	B27 x L41 cm
Material	Björk
Rengöring	Rengörs med en fuktig trasa och torkas därefter torr.
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling

Bruksanvisning och råd vid användning

- Placera bokstödet framför dig på ett plant underlag t.ex. på ett skrivbord.
- Vinkla bokstödet i lagom vinkel. Skivan har en 3 cm bred list i nederkant som stoppar boken att glida ner.



Sanicare Hjälpmedel AB
Box 260
311 23 Falkenberg



Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

sanicare
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se