

Armbågskrycka

anatomiskt, mjukt, ofärgat rör

sanicare 
your daily life



Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material och reflex både bak och fram för ökad säkerhet. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång.

Materialiet i underarmsstödet består av 15 % glasfiber som gör plastdelen mer flexibel vid temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar eller tjockare kläder som t ex vinterjacka. Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp.



Benämning	Armbågskrycka, anatomiskt, mjukt, ofärgat rör			
Sanicare art nr	220dasksw-L	220dasksw-R	220dasueksw-L	220dasueksw-R
Handtag	Vänster	Höger	Vänster	Höger
Längd på krycka	76-96 cm		90-110 cm	
Färg rör	Alu		Alu	
Vikt per produkt	0,65 kg		0,68 kg	
Färg handtag	Svart			
Monterad isdubb	Nej			
Max brukarvikt	140 kg			
Tillbehör – Rekommenderad dopsko	Doppsko rekommenderas med 16 mm i Ø, t.ex. 716 + färgkod			
Material	Polypropen med glasfiber			
Platsdelar	Termoplastisk gummi			
Handtag	Aluminium			
Rör				
Rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa			
Regelbunden Mellan brukare	Kan autoklaveras 85°C max 3 min. Eller desinfektionsmedel.			
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.			
Förvaring	Rumstemperatur			
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex.			
Garanti	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling. Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.			



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Art.nr. 220dasksw-L,
220dasksw-R,
220dasueksw-L,
220dasueksw-R



Kontrollera kryckan regelbundet. Kryckan skall kasseras och tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, är utsliten eller glappar i höjdjusteringen vilket kan medföra risk vid användning.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Reg.-Nr.: MQ 0115318

sanicare
your daily life



Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se