

Armbågs-krycka

hårt, ofärgat rör

sanicare 
your daily life



Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material och reflex både bak och fram för ökad säkerhet. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång.

Materialiet i underarmsstödet består av 15 % glasfiber som gör plastdelen mer flexibel vid temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar eller tjockare kläder som t ex vinterjacka. Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp.



Benämning	Armbågskrycka, hårt, ofärgat rör					
Sanicare art nr	220dksw	220dkisw (ispigg monterad)	220dkvsw	220dkvisw	220dueksw	220duekisw (ispigg monterad)
Monterad isdubb	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja
Längd på krycka	76-96 cm		60-80 cm		90-110 cm	
Vikt per produkt	0,55 kg	0,63 kg	0,52 kg	0,6 kg	0,58 kg	0,66 kg
Färg handtag	Svart					
Färg rör	Alu					
Max brukarvikt	140 kg					
Tillbehör - Rekommenderad doppsko	Doppsko rekommenderas med 16 mm i Ø, t.ex. 716 + färgkod					
Material						
Platsdelar	Polypropen med glasfiber					
Handtag	Polypropen med glasfiber					
Rör	Aluminium					
Rengöring						
Regelbunden Mellan brukare	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa Kan autoklaveras 85°C max 3 min. Eller desinfektionsmedel.					
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.					
Förvaring	Rumstemperatur					
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex.					
Garanti	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling. Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.					



Sanicare Hjälpmedel AB
Box 260
311 23 Falkenberg



Art.nr. 220dksw, 220dkisw,
220dkvsw, 220dkvisw,
220dueksw, 220duekisw



sanicare
your daily life



Kontrollera kryckan regelbundet. Kryckan skall kasseras och tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, är utsliten eller glappar i höjdjusteringen vilket kan medföra risk vid användning.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se