

Armbågs-krycka

rakt, mjukt, ofärgat rör

sanicare 
your daily life



Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material och reflex både bak och fram för ökad säkerhet. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång.

Materialiet i underarmsstödet består av 15 % glasfiber som gör plastdelen mer flexibel vid temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar eller tjockare kläder som t ex vinterjacka. Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp. Handtagen på kryckorna finns i färgerna: svart eller blå.



Benämning	Armbågskrycka, rakt, mjukt, ofärgat rör	
Sanicare art nr	220dsksw	220dskbl
Färg handtag	Svart	Blå
Monterad isdubb	Nej	
Längd på krycka	76-96 cm	
Vikt per produkt	0,59 kg	
Färg rör	Alu	
Max brukarvikt	140 kg	
Tillbehör –Rekommenderad doppsko	Doppsko rekommenderas med 16 mm i Ø, t.ex. 716 + färgkod	
Material		
Platsdelar	Polypropen med glasfiber	
Handtag	Termoplastisk gummi	
Rör	Aluminium	
Rengöring		
Regelbunden	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa. Kan autoklaveras 85°C max 3 min.	
Mellan brukare	Eller desinfektionsmedel.	
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	
Garanti	Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.	



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Art.nr. 220dsksw, 220dskbl



Kontrollera kryckan regelbundet. Kryckan skall kasseras och tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, är utsliten eller glappar i höjjusteringen vilket kan medföra risk vid användning.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Reg.-Nr.: MQ 0115318

sanicare
your daily life



Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se