

Armbågskrycka

junior, rakt, mjukt, ofärgat rör

sanicare 
your daily life



Armbågskrycka junior är en hjälp för barn med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material och reflex både bak och fram för ökad säkerhet. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång.

Materialen i underarmsstödet består av 15 % glasfiber som gör plastdelen mer flexibel vid temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar eller tjockare kläder som t ex vinterjacka. Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp.



Benämning	Armbågskrycka, junior, rakt, mjukt, ofärgat rör		
Sanicare art nr	241dskbl	320dsksw	320dskbl
Färg handtag	Blå	Svart	Blå
Längd på krycka	57-75 cm		70-90 cm
Justerbar underarmsdel	19,5-24,5 cm		21-26 cm
Vikt per produkt	0,48 kg		0,6 kg
Färg rör	Alu		
Monterad isdubb	Nej		
Max brukarvikt	100 kg		
Tillbehör – Rekommenderad doppsko	Doppsko rekommenderas med 16 mm i Ø, t.ex. 716 + färgkod		
Material	Polypropen med glasfiber		
Platsdelar	Termoplastisk gummi		
Handtag	Aluminium		
Rör			
Rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa		
Regelbunden Mellan brukare	Kan autoklaveras 85°C max 3 min. Eller desinfektionsmedel.		
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.		
Förvaring	Rumstemperatur		
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.		
Garanti	Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.		



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Art.nr. 241dskbl,
320dsksw, 320dskbl



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Reg.-Nr.: MQ 0115318

sanicare
your daily life



Kontrollera kryckan regelbundet. Kryckan skall kasseras och tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, är utsliten eller glappar i höjdjusteringen vilket kan medföra risk vid användning.

Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se