

Saniline urinflaska

med lock

sanicare 
your daily life



Saniline urinflaska med lock är avsedd att användas av män med inkontinens som har svårt att ta sig till toaletten. Den kan användas i liggandes, ståendes eller i sittandes ställning.

Flaskan är framställd i kraftig plast, som är delvis genomskinlig. Urinflaskan rymmer ca 1 000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller.

Den är lätt att tömma och göra ren. Tål värmedesinfektion i upp till 90°C.



Varumärke	Sanicare	
Benämning	Saniline urinflaska med lock, PE, 1000 ml	Reservlock till urinflaska Saniline 2901
Sanicare art nr	2901	2903 (lock)
Material	Polyeten	Polypropen
Kapacitet	1000 ml	-
Antal prod/förpackning	1 st	
Antal prod/transport förpackning	48 st	500 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C	
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex	

 Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg

 SWEDISH
Medtech



Art.nr.
2901



Se till att rengöra flaskan efter varje användning. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se