

Saniline urinflaska

för kvinnor

sanicare 
your daily life




Saniline urinflaska för kvinnor är speciellt utformad för kvinnor med inkontinens som har svårt att ta sig till toaletten. Urinflaska är att användas av sängliggande kvinnor.



Flaskan är framställd i kraftig vit polyetenplast, som är delvis genomskinlig. Den är lätt att tömma och tål värmedesinfektion upp till 90°C. Urinflaskan rymmer 800 ml och har tydlig volymangivelse.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline urinflaska för kvinnor
Sanicare art nr	2905
Material	Polyeten
Kapacitet	800 ml
Antal prod/förpackning	1 st
Antal prod/transport förpackning	60 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex

 Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg

 SWEDISH
Medtech



Art.nr.
2905



Se till att rengöra flaskan efter varje användning. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se