

Armbågskrycka

rakt, hårt, ofärgat stålrör, fast längd

sanicare 
your daily life



Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material och reflex både bak och fram för ökad säkerhet. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång.

Materialiet i underarmsstödet består av 15 % glasfiber som gör plastdelen mer flexibel vid temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar eller tjockare kläder som t ex vinterjacka. Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp.



Benämning	Armbågskrycka, rakt, hårt, ofärgat stålrör, fast längd
Sanicare art nr	3311
Färg handtag	Grå
Monterad isdubb	Nej
Längd på krycka	105 cm
Vikt per produkt	1,3 kg
Färg rör	Silver
Max brukarvikt	180 kg
Tillbehör –	Doppsko rekommenderas med 22 mm i Ø, t.ex. 723gr
Material	
Platsdelar	Polypropen med glasfiber
Handtag	Polypropen
Rör	Stål
Rengöring	
Regelbunden Mellan brukare	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa Kan autoklaveras 85°C max 3 min. Eller desinfektionsmedel.
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.
Garanti	Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.




Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



sanicare
your daily life

 **Kontrollera kryckan regelbundet.** Kryckan skall kasseras och tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, är utsliten eller glappar i höjdjusteringen vilket kan medföra risk vid användning.
Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se