

Sanifix Bas

med ben

sanicare 
your daily life



Sanifix Bas med ben

är en flergångs byxa som kan användas av personer som använder inkontinensskydd. Byxan fixerar inkontinensskyddet och är smidig och extra elastisk som håller skyddet på plats. Färgkodad.

Bra passform och god elasticitet. Märkt i linningen med tvättråd.

Bruksanvisning: Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan.



| Varumärke | Sanifix | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Benämning | Sanifix Bas med ben | | | | | | | |
| Sanicare art nr | 3910-5 | 4010-5 | 4110-5 | 4210-5 | 4310-5 | 4410-5 | 4510-5 | 4610-5 |
| Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Färgkod | Grå | Röd | Gul | Blå | Brun | Grön | Orange | Lila |
| Mått midja | 52-80 cm | 65-90 cm | 75-100 cm | 85-110 cm | 95-120 cm | 105-130 cm | 115-150 cm | 125-165 cm |
| Mått lårvidd | 32-42 cm | 40-52 cm | 44-60 cm | 48-66 cm | 50-70 cm | 54-74 cm | 58-80 cm | 60-90 cm |
| Vikt/produkt | 15 g | 18,5 g | 21 g | 24 g | 26 g | 27 g | 28 g | 29,5 g |
| Antal/ förpackning | 5 st | | | | | | | |
| Material | 94 % Polyester, 6 % Spandex | | | | | | | |
| Krympning | <5 % | | | | | | | |
| Tvättråd | | | | | | | | |
| Antal tvättar | Ca 50 st (normal hushållstvätt) | | | | | | | |
| Kasseras | Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning. | | | | | | | |
| Förvaring | Rumstemperatur | | | | | | | |
| Övrig information | Produkten innehåller inte PVC, Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling. | | | | | | | |

 Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg



REF Art.nr.
3910-5 -
4610-5



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid reklamation ange LOT-nummer som står på plastförpackningen.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedsverket.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
*Certifikat nr står på produkten

sanicare
your daily life 

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se