

# Sanifix Standard

utan ben

**sanicare**   
*your daily life*



**Sanifix Standard utan ben** är en flergångs byxa som kan användas av personer som använder inkontinensskydd. Byxan fixerar inkontinensskyddet och är smidig och extra elastisk som håller skyddet på plats. Färgkodad.



Bra passform och god elasticitet.

**Bruksanvisning:** Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan.

Varumärke	Sanifix								
Benämning	Sanifix Standard utan ben								
Sanicare art nr	3945	4045	4145	4245	4345	4445	4545	4645	4745
Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Färgkod	Grå	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila	Vit
Mått midja	44-70 cm	48-75 cm	55-80 cm	70-95 cm	80-120 cm	90-130 cm	100-155 cm	120-160 cm	130-180 cm
Mått lårvidd	20-36 cm	24-40 cm	35-55 cm	45-60 cm	55-65 cm	60-75 cm	70-80 cm	75-90 cm	80-100 cm
Vikt/produkt	7 g	7 g	11 g	12 g	14 g	15 g	16 g	18 g	20 g
Antal/förpackning	25 st								
Material	87 % Polyester, 13 % Elastan								
Krympning	<5 %								
Tvättråd									
Antal tvättar	Ca 25 st (normal hushållstvätt)								
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.								
Förvaring	Rumstemperatur								
Övrig information	Produkten innehåller inte PVC, Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.								

Sanicare AB  
Box 260  
311 23 Falkenberg



Art.nr.  
3945-4745



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid reklamation ange LOT-nummer som står på plastförpackningen.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket.



**sanicare**  
your daily life



\*Certifikat nr står på produkten

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se