



## ID Light Ultra Micro – för små läckage

iD Light är ett kroppsformat, anatomiskt skydd som har aktiva superabsorbenter (ODS) vilket förhindrar bildandet av ammoniak och dålig lukt samtidigt som hudens PH-värde bibehålls vilken minskar risken för hudirritationer.



Produkten är dermatologiskt testad.

### För användarinstruktioner se bruksanvisning

Varumärke	ID
Benämning	ID Light Ultra Micro – för små läckage
Sanicare art nr	5111005281
Antal produkter/förpackning, st	28
Antal produkter/transportförpackning, st	336
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	27,7
Absorptionsmaterial	Fluffmassa, superabsorbenter
Ytskikt	Non-woven av polypropylen
Spärrskikt	Polyeten
Extra ytskikt	Polyester
Vikt per produkt, g	4,5
Längd, cm	19
Bredd, cm	7,5
Färg på releaseremsa	Vit med ljusgrå text
Kassering	Brännbart avfall. Får <u>ej</u> spolas ner i toaletten
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC, latex, parfym eller hudvårdande medel



Vid värmeutslag:  
Lufttorka och vädra huden.  
Byt våta skydd, byt ofta.  
Noggrann utprovning av storlek är viktig för bästa funktion.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ontex Healthcare  
BE-9255 Buggenhout  
Tel+32(0)52 399 499



Sanicare AB  
Skrevägen 15  
311 44 Falkenberg




# sanicare



### **Bruksanvisning / handhavande: iD Light**

Produkten fästs i underbyxa/fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsan. Avlägsna skyddsremsan och applicera skyddet.

Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.



**sanicare** 