

iD Light Advanced

Ultra Mini

sanicare 
your daily life



iD Light Advanced Ultra Mini passar till personer med droppinkontinens. ID Light Ultra Mini är ett kroppsformat, anatomiskt skydd som har aktiva superabsorbenter (ODS) vilket förhindrar bildandet av ammoniak och dålig lukt samtidigt som hudens PH-värde bibehålls vilken minskar risken för hudirritationer. ID Light Ultra Mini har ett snyggt, fräscht tryckt blommönster.




Produkten är dermatologiskt testad. Skyddet har fixeringstejp som håller produkten på plats.

För användarinstruktioner se bruksanvisning

Bruksanvisning och råd vid användning:

- Produkten fästs i underkläder/fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsan. Avlägsna skyddsremsan och applicera skyddet.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.

Varumärke	iD
Benämning	iD Light Advanced Ultra Mini
Sanicare art nr	5111010281
Antal produkter/förpackning	28 st
Antal produkter/transportförpackning	336 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	110 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	37 ml
Absorptionsmaterial	Fluffmassa, superabsorbenter
Ytskikt	Non-woven av polypropen
Spärrskikt	Polyeten
Mått	B7,5 x L19 cm
Färg på releasremsan	Lila blommor
Kasseras	Brännbart, släng <u>ej</u> i toaletten.
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC, latex parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Vid värmeutslag: Lufttorka och vädra huden.

Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann utprovning av storlek är viktig för bästa funktion.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Ontex Healthcare
BE-9255 Buggenhout
Tel+32(0)52 399 499



Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Art.nr. 5111010281



Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se