

# iD Light Advanced

Normal

**sanicare**   
*your daily life*



**iD Light Advanced Normal** passar till personer med droppinkontinens. ID Light Normal är ett kroppsformat, anatomiskt skydd som har aktiva superabsorbenter (ODS) vilket förhindrar bildandet av ammoniak och dålig lukt samtidigt som hudens PH-värde bibehålls vilken minskar risken för hudirritationer.



Produkten är dermatologiskt testad. Skyddet har fixeringstejp som håller produkten på plats.


ID Light har ett snyggt, fräscht tryckt mönster.


Singel förpackad.

**Bruksanvisning och råd vid användning:**

- Produkten fästs i underkläder/fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsan. Avlägsna skyddsremsan och applicera skyddet.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.


<b>Varumärke</b>	iD
<b>Benämning</b>	iD Light Advanced Normal
<b>Sanicare art nr</b>	<b>5171030121</b>
<b>Antal produkter/förpackning</b>	12 st
<b>Antal produkter/transportförpackning</b>	144 st
<b>Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml</b>	295 ml
<b>Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml</b>	98,3 ml
<b>Absorptionsmaterial</b>	Fluffmassa, superabsorbenter
<b>Ytskikt</b>	Non-woven av polypropen
<b>Spärrskikt</b>	Polyeten
<b>Mått</b>	B9,2 x L27 cm
<b>Färg på releasremsan</b>	Vit
<b>Kasseras</b>	Brännbart, släng <b>ej</b> i toaletten.
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Övriga information</b>	Produkten innehåller inte PVC, latex parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



 Vid värmeutslag: Lufttorka och vädra huden. Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann utprovning av storlek är viktig för bästa funktion.  
Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Ontex Healthcare  
BE-9255 Buggenhout  
Tel+32(0)52 399 499



Sanicare AB  
Skreavägen 15  
311 44 Falkenberg



Art.nr. 5171030121



Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se