



iD for Men Level 2 - För män med små till medelstora urinläckage

För män med små till medelstora urinläckage. Tejprensa som håller skyddet på plats (används tillsammans med en fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong).

Användarinstruktioner finns på tejprensan och på innerförpackningen, vilket underlättar och ger en bra användarinstruktion för brukaren.

Tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb yttorrhet som främjar god hudhälsa.

Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material runt hela produkten för att minska risken för hudirritationer.

Produkten är dermatologisk testad. Singelförpackad.

För användarinstruktion se bruksanvisning



Varumärke	iD
Benämning	iD for Men Level 2
Sanicare art nr	5221040100
Antal produkter/förpackning, st	10
Antal produkter/transportförpackning, st	160
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	472
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	157,3
Absorptionsmaterial	Fluffmassa, superabsorbenter
Ytskikt	Non-woven av polypropylen
Spärrskikt	Polyeten
Extra ytskikt	Polyester
Resårer	Elastik av elastan
Längd, cm	30
Bredd, cm	18-8
Färg på releaseremsa	Vit
Kassering	Brännbart avfall. Får ej spolas ner i toaletten
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC, latex parfym eller hudvårdande medel



Vid värmeutslag: Lufttorka och vädra huden. Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann utprovning av storlek är viktig för bästa funktion.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ontex Healthcare
BE-9255
Buggenhout
Tel+32(0)52 399 499



Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



sanicare


Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39
Email sanicare@sanicare.se, Hemsida www.sanicare.se



Bruksanvisning / handhavande iD for Men

Produkten fästs i kalsongen/fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsan. Avlägsna skyddsremsan och applicera skyddet.

Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.



sanicare 