



iD Expert Rectangular Maxi Plus

Rektangulär skydd är lämpligt för användning vid inkontinens och fekala läckage. Skyddet är mjukt och följsamt.

Användarinstruktioner: Skyddet fungerar som en förstärkning till det ordinarie skyddet och skall användas tillsammans med annat plastat skydd.



| | |
|---|--|
| Benämning | iD Expert Rectangular Maxi Plus |
| Varumärke | ID |
| Sanicare art nr | 5930000280 |
| Antal produkter/förpackning, st | 28 |
| Antal produkter/transportförpackning, st | 112 |
| Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml | 890 |
| Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml | 297 |
| Absorptionsmaterial | Fluffmassa, superabsorbenter |
| Ytskikt | Non-woven av polypropylen |
| Vikt per produkt, g | 60 |
| Längd, cm | 60 |
| Bredd, cm | 15 |
| Övrig information | Produkten innehåller inte PVC, latex, parfym eller hudvårdande medel |




Vid värmeutslag:
Lufttorka och vädra huden.
Byt våta skydd, byt ofta.
Noggrann utprovning av storlek
är viktig för bästa funktion.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ontex Healthcare
BE-9255 Buggenhout
Tel+32(0)52 399 499



Sanicare AB
Skrevägen 15
311 44 Falkenberg

