



Sanifix med absorberande gren – för herrar

Underkläder med absorberande gren som har hög kapacitet för maximal säkerhet. Ett alternativ till engångsprodukter. Tål att tvättas i vanlig hushållstvätt ca 200 gånger utan att förlora passform och uppsugningsförmåga.

Sanifix absorberande byxor är ett fullgott inkontinensskydd vid droppinkontinens. Storleken mäts runt midjan.

Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion.



Bruksanvisning: Produkten har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet. Vid tvätt tvättas hela produkten inklusive ilägg. Tvätta produkten före användning för att aktivera absorptionsförmågan

Benämning	Sanifix med absorberandegren – för herrar						
Varumärke	Sanifix						
Sanicare art nr	6540	6541	6542	6543	6544	6545	6546
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färg	Vita						
Mått höft/stuss cm	71-78	81-88	91-97	102-107	112-117	122-132	137-147
Vikt / produkt, g	81	89	92	107	120	127	139
Absorptions kapacitet	200 ml						
Antal / fp, st	1						
Material	95% Bomull, 5% Spandex						
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester						
Spärrskikt	Polyuretan						
Krympning	<5%						
Tvättråd							
Antal tvättar	Ca 200 tvättar (normal hushållstvätt)						
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning						
Förvaring	Rumstemperatur, ej i solljus						
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex						



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Sanicare Hjälpmedel AB
Skreaavägen 15
311 44 Falkenberg



OEKO-TEX® innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme



sanicare