

Käpp

anatomiskt, ofärgat rör

sanicare 
your daily life



Käpp är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Hög Maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material. Stödkäppen går lika bra att använda inne som ute. Stödkäppar i aluminium med handtag i "mjuk" plast som är skönt och skonsamt för handen. De tillverkas i både fast och justerbar längd, med handtag i Derby-utförande, som passar både vänster och höger hand.



Doppsko i naturgummi medföljer som standard.

Benämning	Käpp, anatomiskt, ofärgat rör	
Sanicare art nr	655si-L	655si-R
Handtag	Vänster	Höger
Färg på rör	Alu	
Färg på handtag	Svart	
Längd på käpp	75-95 cm	
Vikt per produkt	0,35 kg	
Max brukarvikt	130 kg	
Tillbehör – Rekommenderad doppsko	Doppsko rekommenderas med 16 mm i Ø, t.ex. 716 + färgkod	
Material		
Platsdelar	Polypropen	
Handtag	Polypropen	
Rör	Aluminium	
Rengöring		
Regelbunden Mellan brukare	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa Kan autoklaveras 85°C max 3 min. Eller desinfektionsmedel.	
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	
Garanti	Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.	



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Art.nr. 655si-L, 655si-R



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Reg.-Nr.: MQ 0115318



Stödkäppen skall även tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, utsliten eller glappar i höjdjusteringen vilket kan medföra risk vid användning.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



sanicare
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se