


Toalettpappershållare

kromad och rostfri

sanicare 
your daily life




Toalettpappershållare



- **Toalettpappershållare i kromad** plåt med fast rullhållare och fjädrande lock. Rullen skjuts på från höger sida. Positioneringen av pappershållaren gör att det är enkelt att komma åt pappret. Hållaren fästs runt benet på MerryArm Toalettarmstöd med hjälp av en bygel, se bild A (art.nr 720626)
- **Toalettpappershållare i rostfritt stål** med rullhållare av trä samt med ett fjädrande lock. Positioneringen av pappershållaren gör att det är enkelt att komma åt pappret. Hållaren kan fästas runt golvstödet på MerryArm Toalettarmstöd med hjälp av en bygel.

Till toalettpappershållarna ingår det ett fäste som man kan fästa på MerryArm toalettarmstöd art. 720624 så att pappershållaren sitter på armstödet.

Varumärke	MerryCare	
Benämning	Toalettpappershållare, kromad	Toalettpappershållare, tandad, rostfri
Sanicare art nr	720620A	720625TA
Mått	B12,8xL10 cm	B12,6xL8,5 cm
Material	Krom	Rostfritt stål
Antal produkter/förpackning	1 st	
Tillbehör som ingår till MerryArm toalettarmstöd	Fäste till p-hållare (ingår vid köp av toapappershållare) art.nr 720626 Material: Epoxilackad metall	
Rengöring	Regelbunden rengöring med milt rengöringsmedel och mjuk trasa	
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	



Fäste till pappershållare (ingår vid köp av toalettpappershållare) art.nr 720626



Sanicare Hjälpmedel AB
Box 260
311 23 Falkenberg



Observera att det finns svängrum för brukaren - risk för att "fastna" i pappershållaren. Var uppmärksam på kanterna när du monterar pappershållaren - risk för att klämma sig.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelverket.



Art.nr. 720620A,
720625TA, 720626



sanicare
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se