

Sanisafe

Rökförkläde


sanicare 
your daily life



Sanisafe Rökförkläde är tillverkat i glasfiber och kan varken antändas eller gå håll på om en cigarett blir liggandes på materialet. Används av rökare. Produkten är ett perfekt skydd för att undvika brännskador på huden och för att minska risken för att kläderna ska ta eld.

Hela produkten, inkluderat banden runt midjan är flamsäkra och flamspridningstestad enligt NT Fire 029 med riktlinjerna i SS8760001.



Varumärke	Sanisafe
Benämning	Sanisafe Rökförkläde
Sanicare art nr	7213
Antal / förpackning	1 st
Mått	B90 x L120 cm
Vikt per produkt	360 g
Material	Glasfiber och silica gel
Färg	Grå
Rengöring	 Torkas av med mild tvållösning och droptorkas.
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Art.nr.
7213



Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Vid allvarliga produktfel/tilbud, kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket. Tillverkaren finner ni på produktbladet.

sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se