

Sanisafe

Rökskydd


sanicare 
your daily life



Sanisafe Rökskydd är tillverkat i glasfiber, vilket gör att det inte går hål eller antänds om en cigarett blir liggande på materialet. Produkten används av rökare.

Produkten är flamspridningstestat enligt NT Fire 029 med riktlinjerna i SS876 00 01.



Varumärke	Sanisafe
Benämning	Sanisafe Rökskydd
Sanicare art nr	7214
Antal / förpackning	1 st
Mått	B90 x L180 cm
Vikt per produkt	750 g
Material	Glasfiber och silica gel
Färg	Silvergrå
Rengöring	 Torkas av med mild tvällösning och droptorkas.
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Art.nr.
7214



Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Produkten är inte avsedd att lyfta personer med.

Vid allvarliga produktfel/tilbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelverket. Tillverkaren finner ni på produktbladet.

sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se