

Absorba

påslakan, vätskespärr

sanicare 
your daily life



Absorba påslakan är ett tvättbart påslakan som skyddar mot väta, fläckar och nedsmutsning.

Påslakanet har en vätskespärri som är helt vattentät men bäddmiljön blir ändå behaglig eftersom membranet släpper ut kroppsvärme och fukt. Membranet förhindrar dessutom att damm och kvalster vandrar upp i sängkläderna. Påslakanet stängs med hjälp av en dragkedja.

Tvättas innan användning.



Varumärke	Absorba	
Benämning	Absorba påslakan, vätskespärri	Absorba påslakan, vätskespärri, junior
Sanicare art nr	8861	8862
Mått	B150 x L200 cm	B100 x L140 cm
Färg	Vit	
Antal produkter/förpackning	1 st	
Material	52 % Polyester, 48 % Bomull 100 % Polyuretan	
Ytskikt Spärrskikt		
Tvättråd	<p>Vid avförings- eller blodfläckar bör lakanet snarast sköljas i kallt vatten. Tvättas ej i industritvätt.</p>	
Antal tvättar	Ca 100 st	
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övriga information	<p>Produkten innehåller inte PVC.</p> <p>Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.</p>	

 Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg



 SWEDISH
Medtech



Art.nr. 8861, 8862



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

*Certifikat nr står på produkten



Se till att påslakanet ej täcker för andningsvägarna – risk för kvävning.

Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Produkten inte är avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

sanicare
your daily life 

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se