

Baddräkt

turkos

sanicare 
your daily life



Baddräkt är en unik baddräkt för kvinnor med inkontinens. Baddräkten är unik på grund av att man inte behöver ett extra inkontinensskydd i underdelen/badbyxan.

”Två i ett”- ytteryget på badkläderna är som en vanlig baddräkt men med inbyggda innerbyxor som har ett vattentätt tyg, gjorda av andningsbar PU-belagd polyester. Ytteryget är gjort av en blandning av polyamid och elastan för att uppnå en mjuk och smidig komfort. Baddräktens underdel har justerbara band på benmuddarna för att kunna få en praktisk och snygg passform och är enkla att spännen åt.


Tyget är klorbeständigt och har optimal andningsförmåga och är snabbtorkande med UPF 50+.

OBS! För att kunna uppnå en fullgod funktion utan läckage är det viktigt att man mäter noggrant samt att spännen åt de justerbara banden noggrant. Ta hjälp av figuren nedan, hur du ska mäta och jämför dina mått mot tabellen. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter.



Varumärke	Kes-Vir™								
Benämning	Baddräkt, turkos								
Sanicare art nr	9871	9872	9873	9874	9875	9876	9877	9878	9879
Storlek	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Mått byst	75-81 cm	80-85 cm	85-89 cm	89-93 cm	93-98 cm	98-104 cm	104-110 cm	110-116 cm	116-122 cm
Mått midja	63-70 cm	68-76 cm	73-82 cm	78-87 cm	83-92 cm	88-97 cm	93-102 cm	98-107 cm	103-112 cm
Mått höft	90 cm	94 cm	98 cm	102 cm	106 cm	110 cm	114 cm	118 cm	123 cm
Mått ljumske	42-47 cm	45-50 cm	48-53 cm	51-56 cm	54-59 cm	57-62 cm	59-64 cm	61-66 cm	63-68 cm
Antal prod/förp	1 st								
Material	Ytteryg: 80 % Polyamid, 20 % Elastan Inneryg: PU-belagd 100% Polyester.								
Krympning	<5 %								
Tvättråd									
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning								
Förvaring	Rumstemperatur, ej i solljus								
Övrig information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.								

Incy Wincy LTD
9 Trafford Road
RG1 8JP Berkshire



Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket. Tillverkaren finner ni på produktbladet.

sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se