



Upphandlat sortiment Region Jönköpings län Överflyttning

Avtal: RJL 2017-607

Qorpus Vita Glidlakan

Qorpus Vita Glidlakan har en glidyta med låg friktion. Den låga friktionen underlättar för patienterna att med liten kraft själv förflytta sig i sängen. Användare som fortfarande kan men av olika anledningar har svårt att ändra position eller förflytta sig från sida till sida då är glidlakanet en ovärderlig hjälp. Det underlättar också för vårdpersonalen vid vändning eller förflyttning av sängliggande patienter och sparar vårdpersonalens axlar och ryggar.

OBS! Glidlakan bäddas in med ca 10-12 cm mellan glidyta och madrassens kant, detta markeras med längsgående söm. Detta är ett så kallat glidstopp för att användaren inte skall riskera att glida ur sängen och det förhindrar även att brukaren glider ner på golvet när hen sätter sig på sängkanten.

Qorpus Vita Glidlakan anpassat till en säng med bredd på 80-90 cm

Sanicare art nr	2060100	2060140	2060200
Totalyta LxB cm	100x200	140x200	200x200
Glidyta LxB cm	100x60	140x60	200x60
Sängbredd cm	80-90		
Max brukarvikt kg	220		
Material glidyta	Polyester		
Material bäddflisar	Polyester/bomull		



Qorpus Vita Glidlakan anpassat till en säng med bredd på 105 cm

Sanicare art nr	2075100	2075200
Totalyta LxB cm	100x220	200x220
Glidyta LxB cm	100x75	200x75
Sängbredd cm	105	
Max brukarvikt kg	220	
Material glidyta	Polyester	
Material bäddflisar	Polyester/bomull	
Antal prod/förp st	1	

Qorpus Vita Glidlakan anpassat till en säng med bredd på 120 cm - Mönstrad

Sanicare art nr	2095100M	2095140M	2095200M
Totalyta LxB cm	100x240	140x240	200x240
Glidyta LxB cm	100x95	140x95	200x95
Sängbredd cm	120		
Max brukarvikt kg	220		
Material glidyta	Polyester		
Material bäddflisar	Polyester/bomull		
Antal prod/förp st	1		



Qorpus Vita Gliddraglakan 4-vägs glid

4-vägs gliddraglakan möjliggör förflyttning i sidled, uppåt och nedåt i säng tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan.

Sanicare art nr	5090140
Totalyta LxB cm	140x220
Glidyta LxB cm	140x146
Funktion	4-vägs glid
Max brukarvikt kg	220
Rekommenderas säng bredd, cm	90-105
Material glidyta	Polyester
Material bäddflisar	Polyester/bomull



Qorpus Vita Draglakan

Draglakan som tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggör förflyttning sidled i säng, för att underlätta positionering. Draglakanet bäddas direkt ovanpå glidlakanet.

Sanicare art nr	3090140G
Totalyta LxB cm	140x220
Rekommenderas säng bredd, cm	90
Max brukarvikt kg	220
Material	Polyester/bomull
Färg	Grå



Qorpus Vita – Draglakan och glidlakan i kombination

Draglakan i kombination tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggör förflyttning sidled i säng, för att underlätta positionering. Draglakanet bäddas direkt ovanpå glidlakanet.

Sanicare art nr; Kombination	8090100K	
Sanicare art nr ingående delar	3090100G(Draglakan)	2060100(Glidlakan)
Totalyta LxB cm	100x200	
Rekommenderas säng bredd, cm	90	
Max brukarvikt kg	220	
Material	Polyester/ Bomull	
Färg	Grå	Vit



sanicare