

Höftskyddsbyxa

3-pack, unisex

sanicare 
your daily life



Höftskyddsbyxa

tas på som vanliga underkläder och skyddar höfterna vid ett eventuellt fall. Byxan är bekväm att bära och kan användas både dag och natt av personer som är i riskgruppen att drabbas av höftfrakturer. Det går bra att sova med byxorna på vilket är en fördel eftersom de flesta fallen inträffar på kvällen och morgonen oftast i samband med toalettbesök. Höftskydden skall placeras i fickorna på båda sidor av höften, inläggen syns ej och deformeras inte.



Höftskyddsinnläggen är tillverkade av ett material som heter SAND och har ursprungligen utvecklats av NASA, som en del av det stötdämpande material som används till rymdfärjorna. SAND är ett tunt och mycket flexibelt material som i dess förbättrade form anpassar sig till vår kroppsform på ett smart och hudvänligt sätt och reducerar kraften vid fall med ca 60%.

Kliniska tester har visat att risken för höftledsfrakturer minskar med upp till 80% vid användande av höftskyddsbyxor.

OBS! Ta alltid ur skydden innan tvätt av höftskyddsbyxorna – får ej tvättas i tvättmaskin. Höftskydden är lätta att avlägsna före tvätt av byxan. Inläggen torkas av med tvällösning.

Varumärke	Lyds				
Benämning	Höftskyddsbyxa, 3-pack, unisex				
Sanicare art nr	87013	87023	87033	87043	87053
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Mått höft	85-95 cm	95-105 cm	105-115 cm	115-130 cm	130-145 cm
Antal produkter/ förpackning	3 st byxor och 2 st höftskydd				
Material	95 % Bomull, 5 % Elastan SAND (stötdämpande material)				
Byxan Höftskydd					
Tvättråd					
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt) OBS! tvätta inte höftskydden!				
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.				
Förvaring	Rumstemperatur				
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.				



Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg



Comfortable Ned BV
Burghornlaan 14
1705 BK Heerhugowaard
Tel: +31(0)251 – 268025



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Vid sprickor eller skador på skyddet skall det kasseras. Tvätta inte höftskyddsinnläggen!

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket. Tillverkaren finner ni på produktbladet.



Art.nr. 87013, 87023,
87033, 87043, 87053

sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se