

# iD Expert Light

sanicare   
your daily life



**iD Expert Light** passar till personer med droppinkontinens. iD Expert Light är ett kroppsformat, anatomiskt skydd med liggande barriärer för extra trygghet. Produkten har tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en bra yttorrhet som främjar god hudhälsa.


Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material för att minska risken för hudirritationer. Produkten är dermatologiskt testad.

Skyddet har fixeringstejp som håller produkten på plats.

För användarinstruktioner se bruksanvisning



Varumärke	iD		
	iD Expert Light Normal	iD Expert Light Extra	iD Expert Light Maxi
Benämning	iD Expert Light Normal	iD Expert Light Extra	iD Expert Light Maxi
Sanicare art nr	<b>5160030280</b>	<b>5160040280</b>	<b>5160050280</b>
Antal produkter/förpackning	28 st	28 st	28 st
Antal produkter/transportförpackning	336 st	280 st	168 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	280 ml	430 ml	600 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	93 ml	143 ml	200 ml
Mått	B9,5 x L22 cm	B12,5 x L35 cm	B15,5 x L40,5 cm
Absorptionsmaterial	Fluffmassa, superabsorbenter		
Ytskikt	Non-woven av polypropen		
Spärrskikt	Polyeten		
Kasseras	Brännbart, släng <b>ej</b> i toaletten.		
Förvaring	Rumstemperatur		
Övriga information	<p>Produkten innehåller inte PVC, latex parfym eller hudvårdande medel.</p> <p>Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.</p>		



Vid värmeutslag: Lufttorka och vädra huden.

Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann utprovning av storlek är viktig för bästa funktion.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

### Bruksanvisning och råd vid användning:

- Produkten fästs i trosa/fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsan. Avlägsna skyddsremsan och applicera skyddet.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.



Ontex Healthcare  
BE-9255 Buggenhout  
Tel+32(0)52 399 499



Sanicare AB  
Skreavägen 15  
311 44 Falkenberg



Art.nr. 5160030280,  
5160040280,  
5160050280



**sanicare**  
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se