

Lille Suprem For men

Super

sanicare 
your daily life



Lille Suprem For men passar till män med små till medelstora urinläckage.


Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material runt hela produkten för att minska risken för hudirritationer.

Tejprensa som håller skyddet på plats och som är 22 cm lång för en säker fixering. Vita och diskreta. Produkten är latexfri och dermatologisk testad.


För användarinstruktioner/ handhavande se bruksanvisning.



Varumärke	iD
Benämning	Lille Suprem For men Super
Sanicare art nr	LSFE3181-02
Antal produkter/förpackning	21 st
Antal produkter/ transportförpackning	147 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	800 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	267 ml
Absorptionsmaterial	Fluffmassa, superabsorbenter
Ytskikt	Non-woven av polypropen
Spärrskikt	Polyeten
Mått	B8-24 x L40 cm
Färg på releasremsan	Vit
Kasseras	Brännbart, släng ej i toaletten.
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Produkten innehåller inte PVC, latex parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Ontex Healthcare
BE-9255 Buggenhout
Tel:+32(0)52 399 499



Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Art.nr. LSFE3181-02



sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se