



**Upphandlat sortiment för landsting och kommun i  
7-klövern**

**Avtal: DU-UPP15-0166**

# Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Sanicare inom landsting och kommun 7-klöver.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss.

## Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se) där ni finner vårt övriga sortiment. Följ oss också på Facebook för information om kommande mässor och event samt information om övriga aktiviteter.

Vill ni få information och läsa om fallbeskrivningar om avföringsinkontinens besök [www.avföringsinkontinens.se](http://www.avföringsinkontinens.se)

Med vänlig hälsning,

*Sanicare*



## Armbågskrycka Klassiker

Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Benämning	Armbågskrycka Klassiker AMH/AMV 76-96 cm	
Sanicare Hjälpmedel art nr	220DASKsw-R	220DASKsw-L
Handtag, modell	Mjukt Höger	Mjukt Vänster
Färg på handtag	Svart	
Längd, cm	76-96	
Tjocklek rör över/under, mm	20/17	
Vikt, kg	0,65	
Max brukarvikt, kg	140	
Diameter Doppsko, mm	16	
Material, plastdel	Polyamide(PA6)	
Material, rör	Aluminium	
Art nr Reservdel Doppsko	716sw	



## Doppsko

Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålslag för att minska risken att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka eller stödkäpp.

Sanicare art nr	716sw
Färg	Svart
Storlek innerdiameter	16 mm
Material	Rågummi
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC



## Isbrodd med krona eller pigg

En isdubb på kryckan är ett mycket bra tillbehör vid vinterväglag. Välj mellan två olika utformande; krona eller pigg. Piggen rekommenderas vid tjockt packad snö medans kronan rekommenderas vid ishalka.

Benämning	Isdubb	
Utförande	Krona	En pigg
Sanicare art nr	1718	1719
Diameter på rör i mm	17-23	
Material	Metall	
Rengöring	Milt rengöringsmedel och en mjuk trasa	



## Käpphållare Ingrid

En smidig hållare som fungerar både till kryckor och käppar enkel att montera och använda. Ett hjälpmedel som underlättar när man skall sätta ifrån sig gånghjälpmedlet och samtidigt undvika att det ramlar i golvet.

Passar till käppar med diameter 18-26 mm. Ingrid är försedd med en praktisk reflex. Hållaren placeras smidigt runt kryckans/käppens rör.

Benämning	Ingrid käpphållare
Sanicare art nr	257467
Antal produkter/förp. st	1
Max rördiameter, mm	26
Material	Santoprene



## Käpphållare

En smidig hållare som fungerar både till kryckor och käppar enkel att montera och använda.

Ett hjälpmedel som underlättar när man skall sätta ifrån sig gånghjälpmedlet och samtidigt undvika att det ramlar i golvet.

Hållaren placeras smidigt runt kryckans/käppens rör och sedan kan man enkelt placera den genom att hänga kryckan/käppen på t.ex. en bordsyta eller klämma fast hållaren under en kant då kryckan/käppen är fixerad i golvet.

<b>Benämning</b>	Käpphållare
<b>Sanicare art nr</b>	158
<b>Antal produkter/förp. st</b>	1
<b>Max rördiameter, mm</b>	25
<b>Material</b>	polypropylene



## Polstring

Polstring är ett tillbehör till krycka med ett hårt handtag och som är till för att minska trycket i handen.

Produkten placeras enkelt över handtaget med hjälp av ett kardborreband på en kryckkäpp med ett standardhandtag och med en dragkedja på en kryckkäpp med anatomiskt handtag.

<b>Benämning</b>	Polstring till kryckor
<b>Sanicare art nr</b>	142sw
<b>Material</b>	Neopren
<b>Färg</b>	Svart
<b>Antal / fp, st</b>	1



## Fångrem

Handledssnodd som fästs runt röret precis under handtaget på kryckan med hjälp av en resår, själva "snodden" trär man runt handleden och detta leder till minskad risk för att tappa kryckan och därmed kan man även undvika risk för fall.

<b>Benämning</b>	Handledsrem till kryckor och käppar
<b>Sanicare art nr</b>	660sw
<b>Färg</b>	Svart
<b>Material</b>	Polyester



## Doppsko Flexyfoot

Flexyfoot ger bättre grepp och stabilitet på alla underlag, särskilt på hala och ojämna ytor och har ett patenterade luftfjädringsteknik och är som en stötdämpare för kryckor och käppar och som ger ett bättre grepp och minskar risken för halkolyckor.

<b>Benämning</b>	Flexyfoot doppsko
<b>Sanicare art nr</b>	97716P-1
<b>Material</b>	Gummi
<b>Färg</b>	Svart / orange
<b>Antal / fp, st</b>	1
<b>Storlek innerdiameter</b>	16 mm



Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30,  
sanicare@sanicare.se, www.sanicare.se