



Upphandlat sortiment för Stockholms läns landstings,

Fysioterapi SLL530

# Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Sanicare inom Stockholms läns landstings Fysioterapi.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

## Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se) där ni finner vårt övriga sortiment. Följ oss också på Facebook för information om kommande mässor och event samt information om övriga aktiviteter.

Vill ni få information och läsa om fallbeskrivningar om avföringsinkontinens besök [www.avföringsinkontinens.se](http://www.avföringsinkontinens.se)

## Kontakt:

### **Sanicare AB**

Box 260

311 23 Falkenberg

Tel: 0346-71 55 30 / 020 - 58 10 10

E-mail: [sanicare@sanicare.se](mailto:sanicare@sanicare.se)

## Med vänlig hälsning

**Sanicare AB**



## Qorpus Vita Glidlakan

Qorpus Vita Glidlakan har en glidyta med låg friktion. Den låga friktionen underlättar för patienterna att med liten kraft själv förflytta sig i sängen. Användare som fortfarande kan men av olika anledningar har svårt att ändra position eller förflytta sig från sida till sida då är glidlakanet en ovärderlig hjälp. Det underlättar också för vårdpersonalen vid vändning eller förflyttning av sängliggande patienter och sparar vårdpersonalens axlar och ryggar.

OBS! Glidlakan bäddas in med ca 10-12 cm mellan glidyta och madrassens kant, detta markeras med längsgående söm. Detta är ett så kallat glidstopp för att användaren inte skall riskera att glida ur sängen och det förhindrar även att brukaren glider ner på golvet när hen sätter sig på sängkanten.

### Qorpus Vita Glidlakan anpassat till en säng med bredd på 80-90 cm

Sanicare art nr	2060100	2060140	2060200
Totalyta LxB cm	100x200	140x200	200x200
Glidyta LxB cm	100x60	140x60	200x60
Sängbredd cm	80-90		
Max brukarvikt kg	220		
Material glidyta	Polyester		
Material bäddflikar	Polyester/bomull		



### Qorpus Vita Glidlakan anpassat till en säng med bredd på 105 cm

Sanicare art nr	2075100	2075140	2075200
Totalyta LxB cm	100x220	140x220	200x220
Glidyta LxB cm	100x75	140x75	200x75
Sängbredd cm	105		
Max brukarvikt kg	220		
Material glidyta	Polyester		
Material bäddflikar	Polyester/bomull		
Antal prod/förp st	1		

### Qorpus Vita Glidlakan anpassat till en säng med bredd på 120 cm

Sanicare art nr	2095100	2095140	2095200
Totalyta LxB cm	100x240	140x240	200x240
Glidyta LxB cm	100x95	140x95	200x95
Sängbredd cm	120		
Max brukarvikt kg	220		
Material glidyta	Polyester		
Material bäddflikar	Polyester/bomull		
Antal prod/förp st	1		

### Qorpus Vita Glidlakan med dubbel funktion

Qorpus Vitas glidlakan med dubbel funktion har dubbla glidriktningar. Glidet under överkroppen glider mot sängens längdriktning för att vid höjdändring av huvudet följer överkroppen med upp, Samtidigt förhindras att brukaren glider ner i sängen genom den tvärgående sträva glidyta.

Sanicare art nr	3580140
Totalyta LxB cm	200x90
Glidyta LxB cm	140x60
Sängbredd cm	90
Max brukarvikt kg	220
Material glidyta	Polyester
Material bäddflikar	Polyester/bomull



## Qorpus Vita Glidraglakan med 2-vägs- och 4-vägs glid

2-vägs glidraglakan som tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggör förflyttning sidled i säng.  
4-vägs glidraglakan möjliggör förflyttning i sidled, uppåt och nedåt i säng tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan

Sanicare art nr	6090140	5090140
Totalyta LxB cm	140x220	140x220
Glidyta LxB cm	140x146	140x146
Funktion	2-vägs glid	4-vägs glid
Max brukarvikt kg	220	
Rekommenderas säng bredd, cm	90-105	
Material glidyta	Polyester	
Material bäddflikar	Polyester/bomull	



## Qorpus Vita Draglakan

Draglakan som tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggör förflyttning sidled i säng, för att underlätta positionering. Draglakanet bäddas direkt ovanpå glidlakanet.

Sanicare art nr	3105140	3120140	3090140G
Totalyta LxB cm	140x240	140x250	140x220
Rekommenderas säng bredd, cm	105	120	90
Max brukarvikt kg	220		
Material	Polyester/bomull		
Färg	Blå	Blå	Grå



## Qorpus Vita Draglakan med inkontinensskydd

Draglakan med absorberande yta. Den absorberande ytan suger upp vätskan vid ett eventuellt läckage och har ett spärrskikt i botten som förhindrar genomvättning.

Sanicare art nr	4000100
Totalyta LxB cm	100x220
Absorberande yta cm, bredd	100x90
Rekommenderas säng bredd, cm	90
Max brukarvikt kg	220
Material bäddflikar, undersida	Polyester/Bomull
Material absorberande yta	Polyester/Bomull
Material spärrskikt	Polyuretan



**sanicare**  
your daily life