



Upphandlat sortiment för
VGR Gånghjälpmedel – Avtal 201703064-010

Sanicare Hjälpmedel AB

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30
Email. sanicare@sanicare.se, Hemsida. www.sanicare.se

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Sanicare inom Västra Götalandsregionen på gånghjälpmedel.

Armbågs kryckan är ett hjälpmedel för personer som har en nedsatt gångförmåga av olika anledningar. Det finns även tillbehör som kan hjälpa till och förenkla vardagen vid användning av kryckor tex: Polstring, handledssnodd, käpphållare och isdubbar.

Fördelen med våra kryckor är att dom har en hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalité på ingående material, reflex både fram och bak för ökad säkerhet. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång. Materialet i underarmsstödet består av 15 % glasfiber som gör plastdelen mer flexibel vid temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar eller tjockare kläder som t ex en vinterjacka. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Armbågs krycka Klassiker S, med rakt hårt standard handtag

Sanicare Hjälpmedel art nr	220DKsw	220DUEKsw	220DKVsw
Variant	Standard	Lång	Kort
Längd	76-96 cm	90-110 cm	60-80 cm
Handtag	Hårt		
Tjocklek rör över/under	20/17 mm		
Max brukarvikt	140 kg		
Material, plastdel	Polyamid		
Material, rör	Aluminium		
Diameter Doppsko	16 mm		
Art nr Reservdel Doppsko	716sw		



Armbågs krycka Klassiker SM 76-96 cm, med rakt mjukt standard handtag

Sanicare Hjälpmedel art nr	220DSKsw
Variant	Standard
Längd	76-96 cm
Handtag	Mjukt
Tjocklek rör	20/17 mm
Max brukarvikt	140 kg
Material, plastdel	Polyamid
Material, rör	Aluminium
Diameter Doppsko	16 mm
Art nr Reservdel Doppsko	716sw



Sanicare Hjälpmedel AB

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30
Email. sanicare@sanicare.se, Hemsida. www.sanicare.se

Armbågskrycka klassiker S lång 105 cm, med rakt standard handtag

Sanicare Hjälpmedel art nr	2201Ksw
Variant	Lång, fast längd
Längd	105
Handtag	Hårt
Tjocklek rör	20 mm
Max brukarvikt	140 kg
Material, plastdel	Polyamid
Material, rör	Aluminium
Diameter Doppsko	19 mm
Art nr Reservdel Doppsko	719sw



Reservdelar och tillbehör

Doppsko med stålinlägg

Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålinlägg för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka.

Sanicare Hjälpmedel art nr	716sw*	719sw*
Storlek innerdiameter	16 mm	19 mm
Material	Naturgummi	

* Artikel 716 Passar endast till kryckor/käppar som är 17 mm i diameter Ø

* Artikel 719 Passar endast till kryckor/käppar som är 20 mm i diameter Ø



Isbroddar med krona eller pigg

Uppfällbara isbroddar som fästes på kryckan för att ge ett bättre grepp vid vinterväglag. Lätta att monteras med hjälp av två skruvar som medföljer. Se alltid till att isdubben är fixerad när den är nedfälld.

Sanicare Hjälpmedel art nr	1718	1719
Variant	Krona	Pigg
Passar till krycka med diameter på rör	17-23 mm	
Material	Metall	



1718



1719

Sanicare Hjälpmedel AB

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30
Email. sanicare@sanicare.se, Hemsida. www.sanicare.se

Hållare till krycka/käpp

En smidig hållare som fungerar både till kryckor och käppar enkel att montera och använda.

Ett hjälpmedel som underlättar när man skall sätta ifrån sig gånghjälpmedlet och samtidigt undvika att det ramlar i golvet. Passar till kryckor/käppar med diameter på 18-26 mm.

Hållaren placeras mot en plan yta, som till exempel ett bord eller en disk.

Sanicare Hjälpmedel art nr	158
Variant	Käpphållare
Passar till krycka med diameter på rör	17-23 mm
Material	Polypropylene



Polstring med kardborreband

Polstring är ett tillbehör till krycka med ett hårt handtag och som är till för att minska trycket i handen.

Neoprenet i polstringen är både smutsavvisande och vattenavvisande vilket ger ett behagligt grepp.

Polstringen placeras enkelt över handtaget med hjälp av ett kardborreband på en kryckkäpp med ett standardhandtag.

Sanicare Hjälpmedel art nr	142SW
Utförande	Standard
Material	Neopren



Polstring – Tigergreppet, 4 pack

Tigergreppet är ett tillbehör till krycka med ett hårt handtag och som är till för att minska trycket i handen.

Man klipper till den till önskad längd (en längd passar till två kryckhandtag) och fäster den med hjälp av två klisterremsor som är monterat inuti Tigergreppet.

Sanicare Hjälpmedel art nr	5700
Utförande	Standard
Material	Nitrilgummi med slutna celler
Längd	22 cm



Handledssnodd till kryckor och käppar

Handledssnodd som fästs runt röret precis under handtaget på kryckan med hjälp av en resår, själva

”snodden” trär man runt handleden, och detta leder till minskad risk för att tappa kryckan och därmed kan man även undvika risk för fall.

Sanicare Hjälpmedel art nr	660sw
Material	Polyester
Färg	Svart



Sanicare Hjälpmedel AB

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30

Email. sanicare@sanicare.se, Hemsida. www.sanicare.se