



Upphandlat sortiment

Inkontinensprodukter absorberande

Blekinge, Kronoberg - DNR 2019/01049

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Sanicare inom Region Blekinge och Region Kronoberg.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.sanicare.se där ni finner vårt övriga sortiment. Följ oss också på Facebook för information om kommande mässor och event samt information om övriga aktiviteter.

Vill ni få information och läsa om fallbeskrivningar om avföringsinkontinens besök www.avföringsinkontinens.se

Kontakt:

Sanicare AB

Box 260

311 23 Falkenberg

Tel: 0346-71 55 30 / 020 - 58 10 10

E-mail: sanicare@sanicare.se

Med vänlig hälsning

Sanicare AB



Sanisoft Mini Kol

Specialskydd för små avföringsläckage. Ett effektivt kolfilter som eliminerar lukt upp till 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt anatomiskt skydd. Finns som extra lång med vingar och kort utan vingar.

Produkt namn	Sanisoft Mini Long Kol	Sanisoft Mini Kol - kort
Sanicare art nr	3536 (med vingar)	3537 (utan vingar)
Längd, cm	30	22,5
Bredd, cm	7,5/15	6
ISO/Praktisk kapacitet, ml	48	28
Antal/fp, st	250	



art nr 3536



art nr 3537

Sanifix fixeringsbyxor för inkontinensskydd

Flergångsbyxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med god elasticitet, bra passform och fällade ben på fixeringsbyxorna med "ben". Extra elastisk som håller skyddet på plats. Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan. Färgkodade.

Sanifix Standard med ben – 5 pack

Sanicare art nr	4010V-5	4110V-5	4210V-5	4310V-5	4410V-5	4510V-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Midjemått, cm	60-90	70-100	80-110	90-120	100-130	115-150
Lårvidd, cm	40-55	45-60	50-65	55-70	60-75	65-85
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Antal tvättar	Ca 25 st					
Material	94% Polyester, 6% Spandex					
Antal/fp, st	5					



Absorberande underkläder

Sanifix med absorberande gren är en tvättbar absorberande flergångsbyxa av bomull med hög kapacitet vid droppinkontinens och ett bra alternativ till engångsprodukter. Byxan har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet. Produkten har ett spärrskikt som förhindrar genom vätning. Klarar ca 100 tvättar, 60°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Kan torktumlas på låg värme.

Benämning	Sanifix med absorberandegren – för pojkar				
Varumärke	Sanifix				
Sanicare art nr	6411	6412	6413	6414	6415
Storlek / ålder	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år- uppåt
Mått höft/stuss cm	45-55	50-60	55-66	60-71	71-81
Vikt / produkt, g	86	93	100	108	112
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	66,6 ml				
Färg	Svart				
Antal / fp, st	1				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				



Benämning	Sanifix med absorberandegren – för flickor				
Varumärke	Sanifix				
Sanicare art nr	6401	6402	6403	6404	6405
Storlek / ålder	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år-uppåt
Mått höft/stuss cm	45-55	50-60	55-66	60-71	71-81
Vikt / produkt, g	57	60	64	69	72
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	66,6 ml				
Färg	Vit				
Antal / fp, st	1				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				



Benämning	Sanifix Boxer med absorberande gren – för herrar				
Varumärke	Sanifix				
Sanicare art nr	6571	6572	6573	6574	6575
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Mått höft/stuss cm	81-88	91-97	102-107	112-117	122-132
Vikt / produkt, g	140	152	166	186	201
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	350 ml				
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	116,6 ml				
Antal / fp, st	1				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				



Benämning	Sanifix med absorberande gren – för herrar				
Varumärke	Sanifix				
Sanicare art nr	6541	6542	6543	6544	6545
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Mått höft/stuss cm	81-88	91-97	102-107	112-117	122-132
Vikt / produkt, g	89	92	107	120	127
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	200 ml				
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	66,6 ml				
Antal / fp, st	1				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				



Benämning	Sanifix med absorberandegren – för damer				
Varumärke	Sanifix				
Sanicare art nr	6421	6422	6423	6424	6425
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Mått höft/stuss cm	81-88	91-97	102-107	112-117	122-132
Vikt / produkt, g	57	60	63	69	71
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	200 ml				
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	66,6 ml				
Antal / fp, st	1				
Färg	Vit				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				



Sittskydd

Snyggt sittskydd i ljusgrön kulör. Diskret och funktionellt sittskydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har en sittyta av borstad polyester, som ger en torr och skön yta att sitta på även efter läckage. Vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Sittskyddets olika skikt är laminerade.

Benämning	Absorba Sittskydd i velour med vätskespärr samt antihalkbeläggning
Varumärke	Absorba
Sanicare art nr	1296AH
Antal produkter/förpackning	1 st
Vikt per produkt	150 g
Totalyta	45x45 cm
Absskap SS 8760033:2015	660 ml
Material sittyta	100% Polyester



Benämning	Absorba Sittskydd i velour med vätskespärr samt antihalkbeläggning
Varumärke	Absorba
Sanicare art nr	1299AH
Antal produkter/förpackning	1 st
Vikt per produkt	150 g
Totalyta	45x45 cm
Absskap SS 8760033:2015	660 ml
Material sittyta	100% Polyester



Benämning	Absorba Sittskydd i velour med vätskespärr samt antihalkbeläggning
Varumärke	Absorba
Sanicare art nr	1293AH
Antal produkter/förpackning	1 st
Vikt per produkt	175 g
Totalyta	45x60 cm
Absskap SS 8760033:2015	755 ml
Material sittyta	100% Polyester



Benämning	Absorba Sittskydd i velour med vätskespärr samt antihalkbeläggning
Varumärke	Absorba
Sanicare art nr	1294AH
Antal produkter/förpackning	1 st
Vikt per produkt	175 g
Totalyta	45x60 cm
Absskap SS 8760033:2015	755 ml
Material sittyta	100% Polyester



Madrasskydd med vätskespärr

Madrasskydden har vätskespärr samt resår. De är andningsbara och skyddar madrassen mot väta, fläckar och nedsmutsning.

Absorba madrasskydd med vätskespärr

Benämning	Absorba madrasskydd med vätskespärr					
Varumärke	Absorba					
Sanicare art nr	12092	12112	12122	12123	12124	12126
Totalyta	90x200	105x200	120x200	140x200	160x200	200x200
Material liggyta	40 % Vit trikå, 60 % Bomull					
Antal produkter/förpackning	1					



Sanicare Nattdräkt

Nattdräkt underlättar för vårdpersonal av dementa och personer med inkontinens. Genom att inkontinensskyddet sitter skyddat minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn.

Nattdräkt med öppning på höger axel – korta ben

Benämning	Sanicare Nattdräkt, med öppning på höger axel, korta ben			
Varumärke	Sanicare			
Sanicare art.nr	6101	6102	6103	6104
Storlek	S	M	L	XL
Höftmått cm	86	94	102	110
Benöppning cm	44	46	48	50
Antal / fp, st	1			
Material	93 % Bomull, 7 % Elastan			



"Your daily life"



KAN VI UNDERLÄTTA FÖR DIG?

Besök vår hemsida: www.sanicare.se

Besök www.avföringsinkontinens.se

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg
Tel. 0346-71 55 30, Email. sanicare@sanicare.se

