



**Upphandlat sortiment**

**Inkontinensartiklar  
Södertörn – SUN2018/170**

## Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Sanicare inom Södertörns kommuner.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

### Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se) där ni finner vårt övriga sortiment. Följ oss också på Facebook för information om kommande mässor och event samt information om övriga aktiviteter.

Vill ni få information och läsa om fallbeskrivningar om avföringsinkontinens besök [www.avföringsinkontinens.se](http://www.avföringsinkontinens.se)

### Kontakt:

**Sanicare AB**

Box 260

311 23 Falkenberg

Tel: 0346-71 55 30 / 020 - 58 10 10

E-mail: [sanicare@sanicare.se](mailto:sanicare@sanicare.se)

Med vänlig hälsning

*Sanicare AB*



## Sanisoft Mini Kol

Specialskydd för små avföringsläckage. Ett effektivt kolfilter som eliminerar lukt upp till 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt anatomiskt skydd. Finns som extra lång med vingar och kort utan vingar.

Produkt namn	Sanisoft Mini Long Kol	Sanisoft Mini Kol - kort
Sanicare art nr	3536 (med vingar)	3537 (utan vingar)
Längd, cm	30	22,5
Bredd, cm	7,5/15	6
ISO/Praktisk kapacitet, ml	48	28
Antal/fp, st	250	



art nr 3536



art nr 3537

## Sanisoft Mini – för droppinkontinens

Skyddet är särskilt utformat för att hålla dig torr och fräsch, samt extra mjuka och med hög absorptionsförmåga. Sanisoft Mini har vingar för bättre skydd mot läckage. Innehåller superabsorbenter som tar bort dålig lukt.

Produkt namn	Sanisoft Mini med vingar
Sanicare art nr	3530
Längd, cm	22,5
Bredd, cm	6-14,5
ISO/Praktisk kapacitet, ml	33
Antal/fp, st	224
Vingar	Ja



## iD Expert Rectangular

Rektangulär skydd är lämplig för användning vid inkontinens och fekala läckage. Skyddet är mjukt och följsamt. Skyddet fungerar som en förstärkning till det ordinarie skyddet och skall användas tillsammans med annat plastat skydd.

Produkt namn	Maxi Plus
Sanicare art nr	5930000280
Längd, cm	60
Bredd, cm	15
ISO/Praktisk kapacitet, ml	297
Antal/fp, st	112



## Lille Suprem For men Super - för små till medelstora läckage

Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material runt hela produkten för att minska risken för hudirritationer. Tejprensa som håller skyddet på plats och som är 22 cm lång för en säker fixering.

Produkt namn	Lille Suprem For men Super
Sanicare art nr	LSFE3181-02
Längd, cm	40
Bredd, cm	8
ISO/Praktisk kapacitet, ml	339
Antal/fp, st	147



## Saniform Herr nr 1 - för små läckage

Skydden är klätt med en ovävd textil som gör det mjukt och behagligt. Under ytskiktet finns ett spridningsskikt som har till uppgift att sprida vätskan och hålla ytan torr. Längst in finns högabsorberade material som både suger upp och binder vätskan effektivt och håller störande lukt borta.

Produkt namn	Saniform Herr nr 1
Sanicare art nr	2730
Längd, cm	14,5
Bredd, cm	7,5/15
ISO/Praktisk kapacitet, ml	58,3
Antal/fp, st	120



## Carin Verify & Training Set – för mindre läckage

Carin Verify & Training Set består av absorberande trosa med bärbar mätsensor som underlättar inkontinensutredningar och skapar effektiv hjälp till självhjälp med anpassade övningar baserad på individuella läckagebesvär. I setet ingår två par trosor och en mätsensor.

Carin Verify & Training Set är ett användarvänligt system som registrerar en individs läckagemängd och läckagemönster och i realtid överför informationen via Bluetooth direkt till vårdtagarens mobil via en nedladdad app. Informationen omvandlas till en rapport som ger både individen och professionen kunskap om aktuell problembild. Vårdtagaren kan sedan på egen hand använda underbyxa, mätsensor och app i mobiltelefonen för att träna upp bäckenbotten och dagligen avläsa sina resultat.

Sanicare art nr	8201	8202	8203	8204	8205	8206
Storlek	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Abs. kapacitet	30 ml					
Material	77% Polyamid, 15% Polyester, 8% Elastan					
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester					
Spärrskikt	Polyuretan					
Antal / fp	2 st trosor modell Basic, 1 st mätsensor					



## Carin Basic – trosa

Carin Basic trosa är absorberande och kan kopplas ihop med mätsensorn som ingår i Carin Verify & Training Set.

Sanicare art nr	8501	8502	8503	8504	8505	8506
Storlek	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Abs. kapacitet	30 ml					
Material	77% Polyamid, 15% Polyester, 8% Elastan					
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester					
Spärrskikt	Polyuretan					
Antal / fp	1 st trosa, modell Basic					



## Sanifix fixeringsbyxor för inkontinensskydd

Flergångsbyxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med god elasticitet, bra passform och fallade ben på fixeringsbyxorna med "ben". Extra elastisk som håller skyddet på plats. Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan. Färgkodade.

### Sanifix Standard med ben – 5 pack

<b>Sanicare art nr</b>	4010V-5	4110V-5	4210V-5	4310V-5	4410V-5	4510V-5	4610V-5
<b>Storlek</b>	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<b>Midjemått, cm</b>	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140	120-160
<b>Lårvidd, cm</b>	34-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80	75-90
<b>Färgkod</b>	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
<b>Antal tvättar</b>	Ca 25 (normal hushållstvätt)						
<b>Material</b>	93% polyester och 7% spandex						
<b>Antal/fp, st</b>	5						



### Sanifix Standard utan ben – 5 pack

<b>Sanicare art nr</b>	4045-5	4645-5
<b>Storlek</b>	XS	XXXL
<b>Midjemått, cm</b>	40-80	120-160
<b>Lårvidd, cm</b>	34-45	75-90
<b>Färgkod</b>	Röd	Lila
<b>Antal tvättar</b>	Ca 25 (normal hushållstvätt)	
<b>Material</b>	87% Polyester, 13% Spandex	
<b>Antal/fp, st</b>	5	



### Sanifix Comfort med ben – 3 pack

<b>Sanicare art nr</b>	5010-3	5110-3	5210-3	5310-3	5410-3	5510-3	5610-3
<b>Storlek</b>	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<b>Midjemått, cm</b>	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140	120-160
<b>Lårvidd, cm</b>	34-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80	75-90
<b>Färgkod</b>	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
<b>Antal tvättar</b>	Ca 25 (normal hushållstvätt)						
<b>Material</b>	93% polyester och 7% spandex						
<b>Antal/fp, st</b>	3						



### Sanifix Comfort utan ben – 3 pack

<b>Sanicare art nr</b>	5120-3	5126-3
<b>Storlek</b>	XS	XXXL
<b>Midjemått, cm</b>	40-80	120-160
<b>Lårvidd, cm</b>	34-45	75-90
<b>Färgkod</b>	Röd	Lila
<b>Antal tvättar</b>	Ca 25 (normal hushållstvätt)	
<b>Material</b>	87% Polyester, 13% Spandex	
<b>Antal/fp, st</b>	3	





## Absorba lakansskydd

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material som absorberar vätska snabbt. Lakansskydden är laminerade vilket gör dem mycket starka, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten.

### Absorba lakansskydd Eldner – med bäddflikar

Lakansskydden har bäddflikar, för att fixera skyddet runt madrassen.

Sanicare art nr	1169
Totalyta, cm	85x190
Liggyta, cm	85x90
Abskap SS 8760033:2015, ml	1865
Material liggyta	50% bomull, 50% polyester
Material absorptionsskikt	95% Polyester, 5% Rayon
Material spärrskikt	Polyuretan
Material bäddflikar	65% Polyester, 35% bomull
Antal/fp, st	3



### Absorba lakansskydd Lina – med bäddflikar

Lakansskydden har bäddflikar, för att fixera skyddet runt madrassen.

Sanicare art nr	1168V2
Totalyta, cm	85x190
Liggyta, cm	85x90
Abskap SS 8760033:2015, ml	2104
Material liggyta	100% Bomull
Material absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon
Material spärrskikt	Polyuretan
Material bäddflikar	100% Polyester
Antal/fp, st	3



### Absorba lakansskydd Brage Large – med bäddflikar

Lakansskydden har bäddflikar, för att fixera skyddet runt madrassen.

Sanicare art nr	12221
Totalyta, cm	90x295
Liggyta, cm	90x150
Abskap SS 8760033:2015, ml	3296
Material liggyta	100% Polyester
Material absorptionsskikt	35% Rayon, 65% Polyester
Material spärrskikt	Polyuretan
Material bäddflikar	50% Polyester, 50% Bomull
Antal/fp, st	3



## Absorba lakansskydd Idun

Sanicare art nr	1229
Totalyta inkl liggytan, cm	90x80
Abskap SS 8760033:2015, ml	1865
Material liggyta	100% Polyester
Material absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon
Material spärrskikt	Polyuretan
Antal/fp, st	3



## Absorba lakansskydd Frej

Sanicare art nr	1221
Totalyta inkl liggytan, cm	90x150
Abskap SS 8760033:2015, ml	3296
Material liggyta	100% Polyester
Material absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon
Material spärrskikt	Polyuretan
Antal/fp, st	3



## Absorba lakansskydd Atlas med handtag

Sanicare art nr	1040
Totalyta inkl liggytan, cm	85x90
Abskap SS 8760033:2015, ml	2476
Material liggyta	100% Borstad polyester
Material absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon
Material spärrskikt	Polyuretan
Antal/fp, st	3



## Absorba lakansskydd Assista med bäddflikar

Sanicare art nr	1110
Totalyta inkl liggytan, cm	75x185
Liggytan, cm	75x85
Material liggyta	Polyester/Bomull
Material absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon
Material spärrskikt	Polyuretan
Antal/fp, st	3



## Badkläder för personer med inkontinens

Badkläder som är unika på grund av att de är designade för att hålla tätt vid både avförings- och urininkontinens.

### Badshorts snörning i midjan, S-XXL, Blå

Sanicare art.nr	9881	9882	9883	9884	9885
Storlek	S	M	L	XL	XXL
A Mått midja, cm	71-87	81-97	91-107	102-117	112-127
B Mått ljumsken, cm	40-56	46-62	52-68	58-74	64-80
Antal / fp, st	1				
Material	Yttertåg: Yttertåg: 79% Polyamid Micro 21% Xtra Life LYCRA® Innertåg: PU-belagd 100% Polyester.				



### Baddräkt, stl 36-52, Turkos

Sanicare art.nr	9871	9872	9873	9874	9875	9876	9877	9878	9879
Storlek	36	38	40	42	44	46	48	50	52
A Mått byst, cm	75-81	80-85	85-89	89-93	93-98	98-104	104-110	110-116	116-122
B Mått midja, cm	63-70	68-76	73-82	78-86	83-92	88-96	93-102	98-106	103-112
C Mått höft, cm	90	94	98	102	106	110	114	118	123
D Mått ljumsken, cm	42-47	45-50	48-53	51-56	54-59	57-62	59-64	61-66	63-68
Antal / fp, st	1								
Material	Yttertåg: 92% polyamid, 8% elastan. Innertåg: 100% PU-belagd polyester								





*"Your daily life"*

KAN VI UNDERLÄTTA FÖR DIG?

Besök vår hemsida: [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se)

Besök [www.avföringsinkontinens.se](http://www.avföringsinkontinens.se)

**Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg**  
Tel. 0346-71 55 30, Email. [sanicare@sanicare.se](mailto:sanicare@sanicare.se)

**sanicare** 