



## **Upphandlat sortiment**

**Produkter för urinvägar, mag-tarm och  
inkontinensprodukter**

**2019-O002303**

## Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Sanicare inom Skåne region.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

### Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se) där ni finner vårt övriga sortiment. Följ oss också på Facebook för information om kommande mässor och event samt information om övriga aktiviteter.

Vill ni få information och läsa om fallbeskrivningar om avföringsinkontinens besök [www.avföringsinkontinens.se](http://www.avföringsinkontinens.se)

### Kontakt:

**Sanicare AB**

Box 260

311 23 Falkenberg

Tel: 0346-71 55 30 / 020 - 58 10 10

E-mail: [sanicare@sanicare.se](mailto:sanicare@sanicare.se)

Med vänlig hälsning

*Sanicare AB*



## Sanisoft Mini Kol

Specialskydd för små avföringsläckage. Ett effektivt kolfilter som eliminerar lukt upp till 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt anatomiskt skydd. Finns som extra lång med vingar och kort utan vingar.

<b>Produkt namn</b>	Sanisoft Mini Long Kol	Sanisoft Mini Kol - kort
<b>Sanicare art nr</b>	<b>3536 (med vingar)</b>	<b>3537 (utan vingar)</b>
<b>Längd, cm</b>	30	22,5
<b>Bredd, cm</b>	7,5/15	6
<b>ISO/Praktisk kapacitet, ml</b>	48	28
<b>Antal/fp, st</b>	250	



art nr 3536



art nr 3537

## Sanifix fixeringsbyxor för inkontinensskydd

Flergångsbyxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med god elasticitet, bra passform och fällade ben på fixeringsbyxorna med "ben". Extra elastisk som håller skyddet på plats. Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan. Färgkodade.

### Sanifix Standard med ben – 5 pack

<b>Sanicare art nr</b>	<b>4110V-5</b>	<b>4210V-5</b>	<b>4310V-5</b>	<b>4410V-5</b>	<b>4510V-5</b>	<b>4610V-5</b>
<b>Storlek</b>	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<b>Midjemått, cm</b>	70-100	80-110	90-120	100-130	115-150	125-170
<b>Lårvidd, cm</b>	45-60	50-65	55-70	60-75	65-85	75-100
<b>Färgkod</b>	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
<b>Antal tvättar</b>	Ca 25 (normal hushållstvätt)					
<b>Material</b>	94% polyester och 6% spandex					
<b>Antal/fp, st</b>	5					



### Sanifix Standard utan ben – 5 pack

<b>Sanicare art nr</b>	<b>4145-5</b>	<b>4245-5</b>	<b>4345-5</b>	<b>4445-5</b>	<b>4545-5</b>	<b>4645-5</b>	<b>4745-5</b>
<b>Storlek</b>	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
<b>Midjemått, cm</b>	55-80	70-95	80-120	90-130	100-155	110-180	120-200
<b>Lårvidd, cm</b>	35-55	45-60	55-65	60-75	70-80	75-85	90-95
<b>Färgkod</b>	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila	Vit
<b>Antal tvättar</b>	Ca 25 (normal hushållstvätt)						
<b>Material</b>	87% Polyester, 13% Spandex						
<b>Antal/fp, st</b>	5						



## Absorberande underkläder

Sanifix med absorberande gren är en tvättbar absorberande flergångsbyxa av bomull med hög kapacitet vid droppinkontinens och ett bra alternativ till engångsprodukter. Byxan har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet. Produkten har ett spärrskikt som förhindrar genom vätning. Klarar ca 100 tvättar, 60°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Kan torktumlas på låg värme.

Benämning	Sanifix med absorberandegren – för flickor				
Varumärke	Sanifix				
Sanicare art nr	6401	6402	6403	6404	6405
Storlek / ålder	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år-uppåt
Mått höft/stuss cm	45-55	50-60	55-66	60-71	71-81
Vikt / produkt, g	57	60	64	69	72
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	66,6 ml				
Färg	Vit				
Antal / fp, st	1				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				



Benämning	Sanifix med absorberandegren – för pojkar				
Varumärke	Sanifix				
Sanicare art nr	6411	6412	6413	6414	6415
Storlek / ålder	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år-uppåt
Mått höft/stuss cm	45-55	50-60	55-66	60-71	71-81
Vikt / produkt, g	86	93	100	108	112
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	66,6 ml				
Färg	Svart				
Antal / fp, st	1				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				



Benämning	Sanifix med absorberandegren – för damer				
Varumärke	Sanifix				
Sanicare art nr	6421	6422	6423	6424	6425
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Mått höft/stuss cm	81-88	91-97	102-107	112-117	122-132
Vikt / produkt, g	57	60	63	69	71
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	200 ml				
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	66,6 ml				
Antal / fp, st	1				
Färg	Vit				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				



<b>Benämning</b>	<b>Sanifix Boxer med absorberande gren – för herrar</b>				
<b>Varumärke</b>	Sanifix				
<b>Sanicare art nr</b>	<b>6571</b>	<b>6572</b>	<b>6573</b>	<b>6574</b>	<b>6575</b>
<b>Storlek</b>	S	M	L	XL	XXL
<b>Mått höft/stuss cm</b>	81-88	91-97	102-107	112-117	122-132
<b>Vikt / produkt, g</b>	140	152	166	186	201
<b>Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml</b>	350 ml				
<b>Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml</b>	116,6 ml				
<b>Antal / fp, st</b>	1				
<b>Material</b>	95% Bomull, 5% Spandex				
<b>Absorptionsskikt</b>	70% Viskos, 30% Polyester				



## Urinflaska

Flaskan är framställd i kraftig plast, som är delvis genomskinlig. Urinflaskan rymmer ca 1 000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller.

Den är lätt att tömma och göra ren. Tål värmedesinfektion i upp till 90°C.

<b>Benämning</b>	<b>Sanicare Urinflaska för män med lock</b>	
<b>Varumärke</b>	Sanicare	
<b>Sanicare art nr</b>	<b>2901</b>	<b>2903 (lock)</b>
<b>Antal produkter / förpackning</b>	1 st	
<b>Antal produkter / transport förpackning</b>	48 st	500
<b>Kapacitet</b>	1000 ml	-
<b>Material</b>	Polyeten	Polypropen
<b>Rengöring av flaskan</b>	Tål värmedesinfektion upp till 90°C	



## Sittskydd

Snyggt sittskydd i ljusgrön kulör. Diskret och funktionellt sittskydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har en sittyta av borstad polyester, som ger en torr och skön yta att sitta på även efter läckage. Vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Sittskyddets olika skikt är laminerade.

<b>Benämning</b>	<b>Absorba Sittskydd i polyester med vätskespär</b>
<b>Varumärke</b>	Absorba
<b>Sanicare art nr</b>	<b>1298</b>
<b>Antal produkter/förpackning</b>	1 st
<b>Vikt per produkt</b>	102 g
<b>Totalyta</b>	45x45 cm
<b>Absskap SS 8760033:2015</b>	525 ml
<b>Material sittyta</b>	100% Borstad polyester



## Badkläder för personer med inkontinens

Badkläder som är unika på grund av att de är designade för att hålla tätt vid både avförings- och urininkontinens.

### Badshorts, manet barn. 3-16år

Benämning	Badshorts, 3-16 år, Manet						
Varumärke	Kes-Vir™						
Sanicare art.nr	9791	9792	9793	9794	9795	9796	9797
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11-12 år	13-14 år	15-16 år
A Mått midja, cm	44-58	48-61	51-64	54-68	57-72	60-78	63-82
B Mått ljumsken, cm	26-34	28-37	30-40	32-43	34-46	36-48	38-50
Mått längd, cm	104	116	128	140	152	164	176
Antal / fp, st	1						
Material	Ytteryg: Ytteryg: 79% Polyamid Micro 21% Xtra Life LYCRA® Innertyg: PU-belagd 100% Polyester.						



### Baddräkt Halterneck barn, Turkos eller Rosa. 3-16 år

Benämning	Baddräkt Halterneck, 3-16 år						
Varumärke	Kes-Vir™						
Sanicare art.nr Rosa	9831	9832	9833	9834	9835	9836	9837
Sanicare art.nr Turkos	9841	9842	9843	9844	9845	9846	9847
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11-12 år	13-14 år	15-16 år
A Mått byst, cm	57	61	66	72	79	87	91
B Mått midja cm	44-58	48-60	48-64	50-66	54-70	54-70	56-74
C Mått ljumsken, cm	28-35	28-39	31-43	35-47	38-51	38-54	41-57
Mått längd, cm	104	116	128	140	152	164	168
Antal / fp, st	1						
Material	Ytteryg: 80% polyamid, 20% elastan. Innertyg: 100% PU-belagd polyester						



## Badshorts snörning i midjan, S-XXL, Blå

Sanicare art.nr	9881	9882	9883	9884	9885
Storlek	S	M	L	XL	XXL
A Mått midja, cm	71-87	81-97	91-107	102-117	112-127
B Mått ljumsken, cm	40-56	46-62	52-68	58-74	64-80
Antal / fp, st	1				
Material	Yttertyg: 79% Polyamid Micro 21% Xtra Life LYCRA® Innertyg: PU-belagd 100% Polyester.				



## Baddräkt, stl 36-52, Turkos

Sanicare art.nr	9871	9872	9873	9874	9875	9876	9877	9878	9879
Storlek	36	38	40	42	44	46	48	50	52
A Mått byst, cm	75-81	80-85	85-89	89-93	93-98	98-104	104-110	110-116	116-122
B Mått midja, cm	63-70	68-76	73-82	78-86	83-92	88-96	93-102	98-106	103-112
C Mått höft, cm	90	94	98	102	106	110	114	118	123
D Mått ljumsken, cm	42-47	45-50	48-53	51-56	54-59	57-62	59-64	61-66	63-68
Antal / fp, st	1								
Material	Yttertyg: 92% polyamid, 8% elastan. Innertyg: 100% PU-belagd polyester								



*"Your daily life"*

KAN VI UNDERLÄTTA FÖR DIG?

Besök vår hemsida: [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se)

Besök [www.avföringsinkontinens.se](http://www.avföringsinkontinens.se)

**Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg  
Tel. 0346-71 55 30, Email. [sanicare@sanicare.se](mailto:sanicare@sanicare.se)**

**sanicare** 