



Upphandlat sortiment i Värmland

**Absorberande och urinavledande
RS/190185**

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Sanicare inom er myndighet.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.sanicare.se där ni finner vårt övriga sortiment.

Följ oss också på Facebook för information om kommande mässor och event samt information om övriga aktiviteter.

Vill ni få information och läsa om fallbeskrivningar om avföringsinkontinens besök www.avföringsinkontinens.se

Kontakt:

Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg

Tel: 0346-71 55 30 / 020 - 58 10 10

E-mail: sanicare@sanicare.se

Med vänlig hälsning

Sanicare AB



Sanisoft Mini Kol

Specialskydd för små avföringsläckage. Ett effektivt kolfilter som eliminerar lukt upp till 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt anatomiskt skydd. Finns som extra lång med vingar och kort utan vingar.

Produkt namn	Sanisoft Mini Long Kol	Sanisoft Mini Kol - kort
Sanicare art nr	3536 (med vingar)	3537 (utan vingar)
Längd, cm	30	22,5
Bredd, cm	7,5/15	6
ISO/Praktisk kapacitet, ml	48	28
Antal/fp, st	250	



art nr 3536



art nr 3537

Sanisoft Extra

Skyddet är särskilt utformat för att hålla dig torr och fräsch, samt extra mjukt och mer absorptionsförmåga. Sanisoft Extra är framtagen utan kanter speciellt lämpad för användare med känslig och irriterad hud. Innehåller superabsorbenter som tar bort dålig lukt.

Produkt namn	Sanisoft Extra
Sanicare art nr	3532
Längd	30 cm
Bredd	7,5 cm
ISO/Praktisk kapacitet	105 ml
Antal/fp	200 st
Vingar	Nej



iD Light

iD Light är ett kroppsformat, anatomiskt skydd som har aktiva superabsorbenter (ODS) vilket förhindrar bildandet av ammoniak och dålig lukt samtidigt som hudens PH-värde bibehålls vilken minskar risken för hudirritationer.

Produkt namn	iD Light Normal	iD Light Maxi
Sanicare art nr	5171030121	5160050280
Längd	27 cm	40,5 cm
Bredd	9,2 cm	15,5 cm
ISO/Praktisk kapacitet	103 ml	225 ml
Antal/fp	144 st	168 st
Vingar	Nej	Nej



iD Expert Light Rectangular

Rektangulär skydd är lämpligt för användning vid inkontinens och fekala läckage. Skyddet är mjukt och följsamt.

Produkt namn	iD Expert Light Rectangular
Sanicare art nr	5930000280
Längd	60 cm
Bredd	15 cm
ISO/Praktisk kapacitet	297 ml
Antal/fp	112 st
Vingar	Nej



iD for Men

Tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb yttorrhet som främjar god hudhälsa. Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material runt hela produkten för att minska risken för hudirritationer. Produkten är dermatologisk testad.

Produkt namn	iD for Men Level 1	iD for Men Level 2	iD for Men Level 3
Sanicare art nr	5221035100	5221040100	5231050140
Längd	30 cm	30 cm	29 cm
Bredd	18-8 cm	18-8 cm	23-10 cm
ISO/Praktisk kapacitet	128 ml	157,3 ml	218 ml
Antal/fp	160 st	160 st	168 st



Saniform Herr

Skydden är klätt med en ovävd textil som gör det mjukt och behagligt. Under ytskiktet finns ett spridningsskikt som har till uppgift att sprida vätskan och hålla ytan torr. Längst in finns högabsorberade material som både suger upp och binder vätskan effektivt och håller störande lukt borta.



Produkt namn	Saniform Herr nr 1	Saniform Herr nr 2	Saniform Herr nr 3	Saniform Herr nr 4*	Saniform Herr nr 5
Sanicare art nr	2730	2720	2700	2725	2710
Längd	14,5 cm	15 cm	15,5 cm	15,5 cm	15 cm
Bredd	7,5/15 cm	7,5/15 cm	7,5/16 cm	7,5/16,5 cm	6,5/14 cm
ISO/Praktisk kapacitet	58,3 ml	78 ml	103 ml	109 ml	115 ml
Antal/fp	120 st	120 st	100 st	100 st	160 st

* Saniform Herr nr 4, art nr 2725 avsett för både penis och pung

Lille Suprem For men Super

Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material runt hela produkten för att minska risken för hudirritationer. Tejprensa som håller skyddet på plats och som är 22 cm lång för en säker fixering.

Produkt namn	Lille Suprem For men Super
Sanicare art nr	LSFE3181-02
Längd	40 cm
Bredd	8 cm
ISO/Praktisk kapacitet	339 ml
Antal/fp	147 st



iD Expert Form

iD Expert Form är ett kroppsformat, anatomiskt skydd med mjukt ytskikt för god hudvård. Finns i tre olika längder varav det längsta skyddet är 74cm samt i nio olika absorptionsnivåer. Tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb yttorrhet som främjar god hudhälsa.

Beskrivning	Inko skydd allt-i-ett		
Produkt namn	Normal	Extra Plus	Super
Sanicares art nr	5310155280	5310270210	5310275210
Längd	53 cm	64 cm	64 cm
Bredd	26/24 cm	33/31 cm	33/31 cm
ISO/Praktisk kapacitet	366 ml	751 ml	913 ml
Antal/fp	112 st	126 st	126 st



iD Expert Slip

Allt-i-ett skydd för medelstora till stora läckage. Inre sidobarriärer för att förhindra läckage. Extra ytskikt för extra torr yta mot kroppen. Superabsorbenter som motverkar dålig lukt samt förhindrar hudirritationer genom att Ph-värdet hålls på en stabil nivå. Andningsbar plast i sidorna och återförslutningsbar tejp/kardborre. Våt indikator på samtliga storlekar. Vita produkter med färgindikator för olika storlekar.

Beskrivning	Inko skydd allt-i-ett				
Produkt namn	Plus S	Plus M	Normal M	Normal L	Extra Plus L
Sanicares art nr	5630160140	5610260280	5610255280	5610355280	5610370280
Längd	70 cm	98 cm	80 cm	98 cm	98 cm
Bredd	53 cm	80 cm	68 cm	80 cm	80 cm
ISO/Praktisk kapacitet	670 ml	569 ml	555 ml	612 ml	898 ml
Antal/fp	56 st	112 st	84 st	84 st	56 st



iD Expert Pants

iD Pants är en absorberande engångsbyxa. Den goda elastiken i midjan gör att produkten säkert sitter på plats och får en kropps nära passform. Produkten har dubbla inre läckagespärrear för extra trygghet och minskar risken för sidoläckage. Två delat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb yttorrhet som främjar god hudhälsa.

Beskrivning	Inko skydd allt-i-ett	
Produkt namn	Plus XS	Plus XL
Sanicares art nr	5531065141	5531465140
Midjemått	50-70 cm	130-170 cm
Benomfång	60 cm	97 cm
ISO/Praktisk kapacitet	446 ml	540 ml
Antal/fp	56 st	56 st



Sanifix med absorberande gren

Sanifix med absorberande gren är en tvättbar absorberande flergångsbyxa av bomull med hög kapacitet vid droppinkontinens och ett bra alternativ till engångsprodukter. Byxan har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet. Produkten har ett spärrskikt som förhindrar genomvättning.

Sanifix med absorberande gren - för pojkar

Sanicare art nr	6411	6412	6413	6414	6415
Midjemått, cm	45-55	50-60	55-66	60-71	71-81
Storlek / ålder	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år-→
ISO/Praktisk kapacitet	67 ml				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				
Antal/fp	1 st				



Sanifix med absorberande gren - för flickor

Sanicare art nr	6401	6402	6403	6404	6405
Midjemått, cm	45-55	50-60	55-66	60-71	71-81
Storlek / ålder	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år-→
ISO/Praktisk kapacitet	67 ml				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				
Antal/fp	1 st				



Sanifix fixeringsbyxor för inkontinensskydd

Flergångsbyxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med god elasticitet, bra passform och fällade ben på fixeringsbyxorna med "ben". Extra elastisk som håller skyddet på plats. Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan. Färgkodade.

Sanifix Comfort med ben – 3 pack

Sanicare art nr	5010-3	5110-3	5210-3	5310-3	5410-3	5510-3	5610-3
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Midjemått, cm	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140	115-165
Lårvidd, cm	34-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80	75-100
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)						
Material	96% polyester och 4% spandex						
Antal/fp	3 st						



Sanifix Comfort utan ben – 3 pack

Sanicare art nr	5120-3	5121-3	5122-3	5123-3	5124-3	5125-3	5126-3
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Midjemått, cm	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140	115-165
Lårvidd, cm	34-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80	75-100
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)						
Material	96% Polyester, 4% Spandex						
Antal/fp	3 st						



Sanifix Bas med ben – 5 pack

Sanicare art nr	4010-5	4110-5	4210-5	4310-5	4410-5	4510-5	4610-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Midjemått, cm	65-90	75-100	85-110	95-120	105-130	115-150	125-165
Lårvidd, cm	40-55	45-60	50-65	55-70	60-75	65-85	75-100
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Antal tvättar	Ca 50 tvättar (normal hushållstvätt)						
Material	94% Polyester, 6% Spandex						
Antal/fp	5 st						



Sanifix Bas utan ben – 5 pack

Sanicare art nr	4120-5	4121-5	4122-5	4123-5	4124-5	4125-5	4126-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Midjemått, cm	65-90	75-100	85-110	95-120	105-130	115-150	130-170
Lårvidd, cm	34-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80	75-90
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Antal tvättar	Ca 50 tvättar (normal hushållstvätt)						
Material	94% Polyester, 6% Spandex						
Antal/fp	5 st						



Sanifix benfixering för urinpåse

Avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Fixering för urinpåse, kan fixeras på låret eller vaden. Färgkodad för att enkelt kunna se vilken storlek det är.

Sanicare art nr	9101	9102	9103	9104
Storlek	S	M	L	XL
Benöppning, cm	29-34	36-55	40-70	65-95
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön
Antal tvättar	Ca 25 (normal hushållstvätt)			
Material	76% polyamid, 24% Elastan			
Antal/fp	3 st			



Sanicare Urinflaska för män

Flaskan är framställd i kraftig plast, som är delvis genomskinlig. Urinflaskan rymmer ca 1 000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller. Den är lätt att tömma och göra ren. Tål värmedesinfektion i upp till 90°C.

Sanicare art nr	2901
Benämning	Sanicare Urinflaska för män med lock
Volym	1000 ml
Antal/fp	1 st
Material	Polyeten
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C



Sittskydd i velour med antihalk

Snygga sittskydd i olika kulörer. Diskret och funktionellt sittskydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskydd i mjuk velour med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Med antihalkbeläggning på baksidan.

Sanicare art nr	1299AH	1297AH	1296AH	1294AH	1293AH
Färg	Svart	Grön	Blå	Svart	Blå
Totalyta	45x45 cm			45x60 cm	
Abskap SS 8760033:2015	660 ml			755ml	
Antal tvättar	Ca 450 st				
Material sittyta	100% Polyestervelour				
Antal/fp	1 st				



"Your daily life"

KAN VI UNDERLÄTTA FÖR DIG?

Besök vår hemsida: www.sanicare.se

Besök www.avföringsinkontinens.se

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg
Tel. 0346-71 55 30, Email. sanicare@sanicare.se

