

sanicare 



Upphandlat sortiment i 4-5 klövern
Inkontinensmaterial och Urologiskt
förbrukningsmaterial

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Sanicare inom er myndighet.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.sanicare.se där ni finner vårt övriga sortiment.

Följ oss också på Facebook för information om kommande mässor och event samt information om övriga aktiviteter.

Vill ni få information och läsa om fallbeskrivningar om avföringsinkontinens besök www.avföringsinkontinens.se

Kontakt:

Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg

Tel: 0346-71 55 30 / 020 - 58 10 10

E-mail: sanicare@sanicare.se

Med vänlig hälsning

Sanicare AB



Inkontinensmaterial

(Gäller myndighet; Västmanland, Uppsala, Dalarna, Sörmland och Örebro)

Sanisoft Mini Kol

Specialskydd för små avföringsläckage. Ett effektivt kolfilter som eliminerar lukt upp till 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt anatomiskt skydd. Finns som extra lång med vingar och kort utan vingar.

Produkt namn	Sanisoft Mini Long Kol	Sanisoft Mini Kol - kort
Sanicare art nr	3536 (med vingar)	3537 (utan vingar)
Längd, cm	30	22,5
Bredd, cm	7,5/15	6
ISO/Praktisk kapacitet, ml	48	28
Antal/fp, st	250	



art nr 3536



art nr 3537

Sanisoft Extra – för lätt inkontinens

Skyddet är särskilt utformat för att hålla dig torr och fräsch, samt extra mjukt och med snabb absorptionsförmåga. Sanisoft Extra är framtagen utan kanter speciellt lämpad för användare med känslig och irriterad hud. Innehåller superabsorbenter som tar bort dålig lukt.

Produkt namn	Sanisoft Extra
Sanicare art nr	3532
Längd, cm	30
Bredd, cm	7,5
ISO/Praktisk kapacitet, ml	105
Antal/fp, st	200
Vingar	Nej



art nr 3532

iD Expert Slip Super

iD allt-i-ett har inre läckagebarriärer för extra trygghet. Två delat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb yttorrhet som främjar god hudhälsa.

Produkt namn	iD Expert Slip Super
Sanicare art nr	5630075140
Storlek	XS
Längd, cm	62
Bredd, cm	41
ISO/Praktisk kapacitet, ml	516
Antal/fp, st	14



Sanifix fixeringsbyxor för inkontinensskydd

Flergångsbyxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med god elasticitet, bra passform och fallade ben på fixeringsbyxorna med "ben". Extra elastisk som håller skyddet på plats. Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan. Färgkodade.

Sanifix Standard med ben – 5 pack

Sanicare art nr	4010V-5	4110V-5	4210V-5	4310V-5	4410V-5	4510V-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Midjemått, cm	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140
Lårvidd, cm	34-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Antal tvättar	Ca 25 tvättar (normal hushållstvätt)					
Material	93% polyester och 7% spandex					
Antal/fp, st	5					



Sanifix Standard utan ben – 5 pack

Sanicare art nr	4045-5	4145-5	4245-5	4345-5	4445-5	4545-5	4645-5	4745-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Midjemått, cm	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140	120-160	140-170
Lårvidd, cm	34-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80	75-90	85-100
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila	Vit
Antal tvättar	Ca 25 tvättar (normal hushållstvätt)							
Material	87% Polyester, 13% Spandex							
Antal/fp, st	5							

Sanifix Comfort med ben – 3 pack

Sanicare art nr	5010-3	5110-3	5210-3	5310-3	5410-3	5510-3
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Midjemått, cm	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140
Lårvidd, cm	34-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)					
Material	96% polyester och 4% spandex					
Antal/fp, st	3					



Sanifix Comfort utan ben – 3 pack

Sanicare art nr	5120-3	5121-3	5122-3	5123-3	5124-3	5125-3
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Midjemått, cm	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140
Lårvidd, cm	34-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)					
Material	96% Polyester, 4% Spandex					
Antal/fp, st	3					



Absorba lakansskydd

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material som absorberar vätska snabbt. Lakansskydden är laminerade vilket gör dem mycket starka, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten.

Absorba lakansskydd Eldner – med bäddflikar

Lakansskydden har bäddflikar, för att fixera skyddet runt madrassen.

Sanicare art nr	1169
Totalyta, cm	85x190
Liggyta, cm	85x90
Abskap SS 8760033:2015, ml	1865
Material liggyta	50% bomull, 50% polyester
Material absorptionsskikt	95% Polyester, 5% Rayon
Material spärrskikt	Polyuretan
Material bäddflikar	65% Polyester, 35% bomull
Antal/fp, st	3



Absorba lakansskydd Brage Large – med bäddflikar

Lakansskydden har bäddflikar, för att fixera skyddet runt madrassen.

Sanicare art nr	12221
Totalyta, cm	90x295
Liggyta, cm	90x150
Abskap SS 8760033:2015, ml	3296
Material liggyta	100% Polyester
Material absorptionsskikt	35% Rayon, 65% Polyester
Material spärrskikt	Polyuretan
Material bäddflikar	50% Polyester, 50% Bomull
Antal/fp, st	3



Absorba madrassskydd med vätskespär

Absorbas tvättbara madrassskydd skyddar mot väta, fläckar och nedsmutsning. Vätskespärren är helt vattentät men andningsbar för en behaglig bäddmiljö. Membranet släpper nämligen ut kroppsvärme och fukt. Membranet förhindrar dessutom att damm och kvalster vandrar upp i sängkläderna.

Sanicare art nr	12092	12122
Storlek, cm	90x200	120x200
Material liggyta	Vit trikå 40% bomull, 60% polyester	
Material spärrskikt	Polyuretan	
Antal/fp, st	1	



Urologiskt förbrukningsmaterial

(Gäller myndighet; Västmanland, Uppsala, Dalarna, Sörmland och Örebro)

Sanifix benfixering för urinpåse

Avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Fixering för urinpåse, kan fixeras på låret eller vaden. Färgkodad för att enkelt kunna se vilken storlek det är.

Sanicare art nr	9101	9102	9103	9104	9105
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Benöppning, cm	29-34	36-55	40-70	65-95	75-105
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön	Vit
Antal tvättar	Ca 25 (normal hushållstvätt)				
Material	76% polyamid, 24% Elastan				
Antal/fp, st	3				



Sanicare Urinflaska för kvinnor

Urinflaska i vit polyetenplast som är speciellt utformad för kvinnor som minskar risken för läckage och spill.

Sanicare art nr	2905
Benämning	Urinflaska för kvinnor
Volym	800 ml
Antal/fp, st	1
Material	Polyeten
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C



Inkontinensmaterial

(gäller myndighet; Västmanland, Uppsala, Dalarna och Sörmland)

Sanifix fixeringsbyxor för inkontinensskydd

Flergångsbyxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med god elasticitet, bra passform och fällade ben på fixeringsbyxorna med "ben". Extra elastisk som håller skyddet på plats. Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan. Färgkodade.

Sanifix Bas med ben – 25 pack

Sanicare art nr	4010	4110	4210	4310	4410	4510
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Midjemått, cm	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140
Lårvidd, cm	34-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Antal tvättar	Ca 50 (normal hushållstvätt)					
Material	94% polyester, 6 % spandex					
Antal/fp, st	25					



"Your daily life"

KAN VI UNDERLÄTTA FÖR DIG?

Besök vår hemsida: www.sanicare.se

Besök www.avföringsinkontinens.se

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg
Tel. 0346-71 55 30, Email. sanicare@sanicare.se

